

HANDSCHUHE & SCHUTZKLEIDUNG	9	PE-Ärmelschoner	42
Nitril-Untersuchungs- & Schutzhandschuhe	12	PP-Besuchermäntel	43
NITRIL BLUE	12	MIT DRUCKKNÖPFEN	43
NITRIL WHITE	12	MIT KLETTVERSCHLUSS	43
NITRIL BLUE PLUS	13	UNIVERSALGRÖÙE MIT DRUCKKNÖPFEN	43
NITRIL BLACK PLUS	13	Wärmejacken	44
NITRIL BLUE SOFT	14	Poncho Spunlace	44
NITRIL WHITE SOFT	14	PP-Overalls	45
NITRIL BLUE EXTRA	15	Rollstuhlregenmantel	46
NITRIL BLUE LONG	15	Überschuhe	47
Nitril-Chemikalienschutzhandschuhe	16	MIT GUMMIZUG	47
NITRIL HIGH RISK	16	MIT PP-VLIES-BUND	47
Latex-Untersuchungs- & Schutzhandschuhe	17	ANTI-RUTSCH	47
WHITE GRIP LATEX	17	Anti-Rutsch-Socken	48
PREMIUM LATEX	17	Universal-Einmalsocken	48
Vinyl-Schutzhandschuhe	18	Esslätzchen	49
VINYL	18	EINMAL-ESSLÄTZCHEN – ZUM UMHÄNGEN	49
VINYL STRETCH	18	ESSLÄTZCHEN WASCHBAR – MIT KLETTVERSCHLUSS	49
VINYL PREMIUM FOOD	19	ESSLÄTZCHEN WASCHBAR – MIT DRUCKKNÖPFEN	49
Nitril-Untersuchungs- & Schutzhandschuhe	20	ESSLÄTZCHEN WASCHBAR – MIT BINDESCHLEIFEN	49
CLINIC PERFECT BLUE	20	UNTERSUCHUNG & DIAGNOSTIK	51
CLINIC PERFECT WHITE	20	Stethoskope	53
CLINIC PERFECT SEMI-LONG	21	STETHOSKOP RAPPAPORT	53
CLINIC PERFECT BLUE LONG	21	DOPPELKOPF-STETHOSKOP	53
PE-Handschuhe	22	STETHOSKOP EINFACH	53
Baumwoll-Trikot-Handschuhe	23	Blutdruckmessgeräte Aneroid	54
Nitril-Schutzhandschuhe	24	PREMIUM – 2-SCHLAUCH-SYSTEM	54
NITRIL BLUE	24	STANDARD – 1-SCHLAUCH-SYSTEM	54
NITRIL GREEN PLUS	24	Diagnostikleuchten	55
NITRIL ORANGE	25	Fieberthermometer digital	56
Arbeitshandschuhe PU-beschichtet	26	STARRE SPITZE	56
Winter-Arbeitshandschuhe Latex-beschichtet	27	FLEXIBLE SPITZE	56
Nitril-Chemikalienschutzhandschuhe	28	Venenstauer	57
CLEAN PERFECT	28	Holzmundspatel	57
Latex-Haushaltshandschuhe	29	Stuhlprobenbecher	58
Nitril-Schutzhandschuhe	30	Urinbecher	58
GRIPPAZ – ORANGE	30	100 ML	58
GRIPPAZ – SCHWARZ	30	125 ML	58
GRIPPAZ – BLAU	31	Patientenhalter	59
GRIPPAZ – GELB	31	MIT METALLRING	59
Astro-Hauben mit Mundschutz	33	MIT FIXIERBAND	59
Klipphauben	33	STATIONS- & PATIENTENBEDARF	61
Baretthauben	34	Medikamentendispenser	63
Atemschutzmaske	35	4 FÄCHER MIT AUFDRUCK	63
Mundschutz-Masken	36	ERSATZ-SCHIEBEBLISTER FÜR DISPENSER	63
3-LAGIG	36	4 XXL-FÄCHER MIT AUFDRUCK	63
3-LAGIG – ECO	36	Medikamententablett für 4-Fächer-Dispenser	64
2-LAGIG	36	Wochendispenser	64
2-LAGIG – PREMIUM	36	M-Becher 30 ml	64
Bartmasken	38	Einnehmelöffel	65
PP-Besucherkittel	39	Tablettenteiler	65
MIT GUMMI-BÜNDCHEN	39	Tablettencrusher	65
MIT STRICK-BÜNDCHEN	39	Schnabelbecher	66
PP-Laborkittel, PE-teilbeschichtet	40	3-TEILIGES SET	66
Schutzkittel ISO-PLUS	40		
CPE-Einmalkittel	40		
PE-Schürzen	41		

BECHER-UNTERTEIL	67	Einweg-Waschhandschuhe	91
DECKEL MIT TRINKÖFFNUNG	67	SOFT TOUCH PREMIUM – GEBRAUCHSFERTIG	91
Patienteneigentum-Tragetaschen		ECONOMY	91
Kanülenentsorgungsboxen	68	BLAU-WEIß	91
Auffangbeutel Plus	69	MOLTON	91
Nierenschalen	70	AIRLAID MIT PE-INNENBESCHICHTUNG	91
KUNSTSTOFF – WIEDERVERWENDBAR	70	SOFT	91
KUNSTSTOFF – EINMALGEBRAUCH	70	Handbürste	92
PAPPE – EINMALGEBRAUCH	70	Falthandtücher	93
Urinflaschen 1 Liter	71	Toilettenpapier	93
Urinflaschenbürsten	71	1-LAGIGE FALTHANDTÜCHER	93
Bettpfannen	72	2-LAGIGE FALTHANDTÜCHER	93
EDELSTAHL – WIEDERVERWENDBAR	72	Hygienebeutel	94
KUNSTSTOFF – WIEDERVERWENDBAR	72	Müllsäcke	94
SCHUTZAUFLAGEN & BETTSCHUTZ	73	REINIGUNG & DESINFEKTION	95
STANDARD	75	Flächendesinfektionslösung	97
ANTI-RUTSCH	75	Desinfektionstücher Big Soft	97
ANTI-RUTSCH – GEPOLSTERT	75	Händedesinfektionslösung	97
Inkontinenz-Sitzauflagen waschbar	75	Zubehör für Kanister & Spenderflaschen	98
Krankenunterlagen SAP PLUS PREMIUM	76	KANISTERHAHN	98
Krankenunterlagen	76	KANISTERPUMPE	98
Bettschutzauflagen waschbar	77	KANISTER-SCHLÜSSEL	98
MEHRLAGIG	77	SPRÜHKOPF	98
MOLTON MIT PU-MEMBRAN	77	SPENDEREIMER FÜR BIG-SOFT-TÜCHER	98
FROTTEE MIT PU-MEMBRAN	77	Vliestuchrollen	99
CPE-Matratzenschoner	78	VLIESTUCHROLLE HEAVY WIPES, MTEX	99
Spannbettbezüge	78	VLIESTUCHROLLE V-WIPES	99
Einweg-Bettwäsche aus PP-Vliesstoff	79	VLIESTUCHROLLE WIPES	99
EINWEG-BETTLAKEN	79	SPENDEREIMER FÜR VLIESTUCHROLLEN, 6,2 L	99
EINWEG-KISSEN MIT WATTEFÜLLUNG	79	Einweg-Putztücher Soft	100
EINWEG-KISSENBEZUG	79	ERSTVERSORGUNG	101
Einweg-Patientendecken aus PP-Vliesstoff	80	Pflasterverbände & Bandagen	103
Bettenabdeckhauben	80	2,5 CM X 4 M (GEDEHNT)	103
Umbettungstuch Plus	81	5 CM X 4 M (GEDEHNT)	103
Trageschutzlaken	82	Sofort-Kalt-Kompressen	104
Liegenabdeckrollen	82	Sofort-Warm-Kompressen	104
OP-Tischabdeckungen	83	Gel-Kompressen kalt & warm	104
Bodenmatten	84	Bergungstuch	105
PFLEGE & HYGIENE	85	Rettungsdecke	105
Zahnputzbecher 250 ml	87	SPENDER- & HALTERSYSTEME	107
Mundspülbecher 200 ml	87	Wandspender-Systeme für Seifen & Desinfektionsmittel	109
Einmalzahnbürsten	87	Zubehör für Wandspender-Systeme	110
Dentalbehälter mit Einsatz	88	Edelstahl-Haltersysteme für Einweg-Produkte	111
Mundpflegestäbchen	88	Edelstahl-Haltersysteme für Handschuhboxen	112
Reinigungsschaum 500 ml	88	Acryl-Haltersysteme für Handschuhboxen	113
Kämme	89	Edelstahlspender für Schutzmasken	114
Körperhaar-Rasierer	89	Edelstahl-Haltersysteme für Schürzen	115
Akku-Rasierer	89	Edelstahl-Katheter-Köcher	116
Kosmetik-Etui	90	Edelstahlspender für Falthandtücher	117
Feuchtpflegetücher	90	Kunststoffhalter für Hygienebeutel-Box	118
Alkoholtupfer	90		



Body Products relax Pharma und Kosmetik GmbH wurde 1989 in Frechen bei Köln gegründet und beschäftigt heute ein leistungsfähiges Team geprägt durch die Werte eines Familienunternehmens. Durch den permanenten Ausbau der Geschäftsfelder **Medical** und **Hygiene** ist **Body Products** zu einem international tätigen Handels- und Produktionsunternehmen gewachsen.

Mediziner, Pflegepersonal und Partner vertrauen uns, da wir unser gemeinsames Handeln mit Leidenschaft und Freude am Wohl des Menschen orientieren und unsere Medizin- und Hygieneprodukte sowie Services die Lebensqualität und Arbeitssicherheit nachhaltig steigern.

Durch die vernetzte Zusammenarbeit mit leistungsstarken Partnern in der EU, in Asien und weltweit sind wir in der Lage, unsere Kunden zuverlässig und schnell zu marktgerechten Konditionen zu beliefern.

Neben der kontinuierlichen Erweiterung des Produktsortiments in eigener Fertigung und dem Vertrieb unserer Eigenmarken bieten wir unseren Kunden einen umfassenden Service. Wir entwickeln für renommierte Großhändler und namhafte Einzelhandelsunternehmen im In- und Ausland individuelle Produktlösungen, von der Idee über die Lagerhaltung und Logistik bis zur Markteinführung.



Die Firma **hygiene products GmbH**, mit Sitz in Linz, wurde im Jahr 2005 gegründet und ist ein reines Familienunternehmen mit dem Ziel, den österreichischen Markt mit Einwegprodukten zu versorgen.

Als Partner im Hintergrund steht **Body Products**, einer der größten deutschen Importeure medizinischer Einmalartikel.

Dadurch können wir ein sehr breites Sortiment in einer hohen Qualität und zu einem fairen Preis anbieten.

Diese Produktvielfalt wird laufend erweitert und den gesetzlichen sowie marktwirtschaftlichen Anforderungen angepasst.

Das heißt: Sollten Sie den gesuchten Artikel nicht in diesem Katalog finden, zögern Sie nicht uns anzurufen!

Ein umfangreiches Lager sichert eine prompte Lieferung in ganz Österreich.

Durch die aktive Betreuung des Marktes können wir heute bereits sehr viele namhafte Unternehmen aus Industrie und Gewerbe sowie auch Pflegeheime und Krankenhäuser zu unseren Stammkunden zählen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und eine gute Zusammenarbeit!

KARDIOLOGIE



HF-CHIRURGIE

ENDOSKOPISCHES
ZUBEHÖR

KLINIK- UND PRAXISBEDARF

Handschuhe & Schutzkleidung 9
Untersuchung & Diagnostik 51
Stations- & Patientenbedarf 61

Schutzauflagen & Bettschutz 73
Pflege & Hygiene 85
Reinigung & Desinfektion 95

Erstversorgung 101
Spender- & Haltersysteme 107



KLINIK- UND
PRAXISBEDARF

CHIRURGISCHE
INSTRUMENTE

ANÄSTHESIE

UROLOGIE





HANDSCHUHE & SCHUTZKLEIDUNG

Rundum-Schutz von Kopf bis Fuß für unterschiedliche Sicherheitsanforderungen

Die Anwendung von Medi-Inn-Handschuhen und -Schutzkleidung reduziert die Gesundheitsrisiken und die Einwirkung verschiedener Gefahreinflüsse sowohl auf den Patienten als auch auf den Träger. Diese werden in den unterschiedlichsten Bereichen effektiv abgeschirmt und darüber hinaus das Umfeld vor Verunreinigungen und Ansteckung bestmöglich geschützt.

Seite 9



UNTERSUCHUNG & DIAGNOSTIK

Lösungen zur Unterstützung einer zuverlässigen Diagnose

Die qualitativ hochwertige Auswahl bewährter Medi-Inn-Instrumente im Bereich Untersuchung & Diagnostik eignet sich ideal für den zuverlässigen Einsatz in Kliniken, Praxen und Pflegeheimen. Sie unterstützen das medizinische Fachpersonal optimal bei der Untersuchung von Patienten und der Diagnosefeststellung.

Seite 51



STATIONS- & PATIENTENBEDARF

Medizinische Alltagshelfer für die Anwendung am Patienten

Das Sortiment im Bereich Stations- und Patientenbedarf umfasst überwiegend Medizinprodukte für den Wiedergebrauch, vom Medikamentendispenser bis zur Bettpfanne. Die Produkte unterstützen das medizinische Pflege- und Fachpersonal auf Stationen in der täglichen Versorgung von Patienten und Pflegebedürftigen.

Seite 61



SCHUTZAUFLAGEN & BETTSCHUTZ

Sicherer und hygienischer Schutz in allen Lagen

Medi-Inn-Qualitäts-Schutzauflagen und -Bettschutzprodukte sind für verschiedene Anwendungsgebiete in variablen Saugstärken für die Wiederverwendung und den Einmalgebrauch ausgelegt. Betten, Liegen, Böden und Inventar werden zuverlässig und sicher vor Nässe und Verunreinigungen geschützt, das Infektionsrisiko gemindert und der Patientenkomfort gesteigert.

Seite 73



PFLEGE & HYGIENE

Optimale Hygiene & Sicherheit für Patienten und Personal

Der Bereich Pflege & Hygiene bietet eine Vielzahl von Medi-Inn-Lösungen, die den wachsenden Anforderungen an die tägliche Patientenpflege und Hygiene im klinischen und häuslichen Umfeld gerecht werden. Das medizinische Fach- und Pflegepersonal wird dadurch im sicheren Umgang mit Patienten und bettlägerigen Personen zuverlässig unterstützt.

Seite 85



REINIGUNG & DESINFEKTION

Hygienische Reinigung und Desinfektion von Oberflächen sowie Hautarealen

Das Sortiment umfasst gebrauchsfertige Lösungen und weitere Medi-Inn-Medizinprodukte für die hygienische Reinigung und Desinfektion von Oberflächen sowie Hautarealen. Keime werden effektiv reduziert und das Infektionsrisiko gesenkt – zum Schutz des medizinischen Fach- und Pflegepersonals, der Patienten und des Umfelds.

Seite 95



ERSTVERSORGUNG

Schnelle Erstversorgung innerhalb und außerhalb des klinischen Umfelds

Die Medi-Inn- und Riegerline-Medizinprodukte für die Erstversorgung unterstützen die Heilung von Verletzungen und Wunden sicher und zuverlässig.

Seite 101



SPENDER- & HALTERSYSTEME

Aufbewahrung und Ordnung medizinischer Verbrauchsmaterialien

Hochwertige Spender- und Haltersysteme aus Edelstahl und Acryl bieten eine optimale Lösung für die Aufbewahrung medizinischer Verbrauchsmaterialien.

Seite 107





HANDSCHUHE &
SCHUTZKLEIDUNG



BodyProducts
Für Menschen gemacht.



HANDSCHUHE & SCHUTZKLEIDUNG



Die Anwendung von Medi-Inn-Handschuhen und -Schutzkleidung reduziert die Gesundheitsrisiken und die Einwirkung verschiedener Gefahreinflüsse sowohl auf den Patienten als auch auf den Träger. Diese werden in den unterschiedlichsten Bereichen effektiv abgeschirmt und darüber hinaus das Umfeld vor Verunreinigungen und Ansteckung bestmöglich geschützt.

Nitril-Untersuchungs- & Schutzhandschuhe	12	Mundschutz-Masken	36
Nitril-Chemikalienschutzhandschuhe	16	Bartmasken	38
Latex-Untersuchungs- & Schutzhandschuhe	17	PP-Besucherkittel	39
Vinyl-Schutzhandschuhe	18	PP-Laborkittel, PE-teilbeschichtet	40
Nitril-Untersuchungs- & Schutzhandschuhe	20	Schutzkittel ISO-PLUS	40
PE-Handschuhe	22	CPE-Einmalkittel	40
Baumwoll-Trikot-Handschuhe	23	PE-Schürzen	41
Nitril-Schutzhandschuhe	24	PE-Ärmelschoner	42
Arbeitshandschuhe PU-beschichtet	26	PP-Besuchermäntel	43
Winter-Arbeitshandschuhe Latex-beschichtet	27	Wärmejacken	44
Nitril-Chemikalienschutzhandschuhe	28	Poncho Spunlace	44
Latex-Haushaltshandschuhe	29	PP-Overalls	45
Nitril-Schutzhandschuhe	30	Rollstuhlregenmantel	46
Astro-Hauben mit Mundschutz	33	Überschuhe	47
Klipphauben	33	Anti-Rutsch-Socken	48
Baretthauben	34	Universal-Einmalsocken	48
Atemschutzmaske	35	Esslätzchen	49



Optimaler Handschutz für unterschiedliche Bedürfnisse

Unsere Untersuchungs- und Schutzhandschuhe erfüllen die wichtige Aufgabe, die Hände der Träger in den unterschiedlichen Anwendungsbereichen optimal zu schützen und gleichzeitig einen hohen Tragekomfort zu bieten.

Die Anforderungen an einen Handschuh umfassen den Schutz vor mechanischen Risiken, vor Chemikalien, Kälte & Hitze, Nässe sowie Fetten & Ölen. Der Tragekomfort eines Handschuhs zeichnet sich aus durch eine optimale Passform, hautfreundliche Materialien, einen sicheren und rutschfesten Griff auf trockenen und nassen Oberflächen und den Grad des Tastgefühls.

Handschuhmaterialien

Wir verwenden für unsere Handschuhe nur hochwertige Materialien, die im Produktionsverfahren aufwendig verarbeitet werden. Weitere Informationen zu den jeweiligen Handschuhmaterialien Nitril, Latex, Vinyl und PE entnehmen Sie bitte direkt den Produktdatenseiten.

Handschuhgrößen

Unsere Handschuhe sind je nach Modell in den Größen XS für besonders kleine Hände bis 3XL für besonders große Hände erhältlich.

Handumfang	Größe	Bestellgröße
17 cm	6	XS
19 cm	7	S
22 cm	8	M
24 cm	9	L
27 cm	10	XL
29 cm	11	XXL
31 cm	12	3XL

Passende Handschuhgrößen lassen sich einfach und schnell durch Messen des Handumfangs ermitteln. Messen Sie den Handumfang mit einem flexiblen Maßband an der breitesten Stelle der Hand ohne Daumen. Im Zweifel immer die höhere Größe bestellen.

Normen und gesetzliche Vorschriften

Unsere Untersuchungs- und Schutzhandschuhe erfüllen in den jeweiligen Anwendungsbereichen die vorgesehenen gesetzlichen Leistungsanforderungen. Zahlreiche Normen und gesetzliche Vorschriften legen Symbole zur Kennzeichnung von Handschuhen und Schutzkleidung fest, um einen sicheren Schutz zu gewährleisten. Hier finden Sie eine Auswahl der wichtigsten Symbole, mit denen wir unsere Produkte kennzeichnen.

Detaillierte Informationen zu den Schutzeigenschaften der angebotenen Handschuhe müssen der Verpackung und, wenn mit einem i-Symbol gekennzeichnet, direkt den Gebrauchshinweisen in den Verpackungen entnommen werden.



Unsere nicht sterilen Handschuhe sind als Klasse-1-Medizinprodukte nach EN 455 gemäß Medizinprodukterichtlinie (Medical Device Directive, MPD) zertifiziert und tragen das CE-Zeichen.



Unsere Schutzhandschuhe entsprechen den allgemeinen Anforderungen nach EN 420. Den Verpackungen sind alle gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zu entnehmen.



Die Norm EN 455-1:2000 legt fest, dass für medizinische Einmal-Handschuhe bei einem Stichprobenverfahren mindestens eine Dichtigkeit von AQL 1,5 (Acceptable Quality Level) vorliegen muss.



Die EN ISO 374-1:2016 regelt die Leistungsanforderungen an Schutzhandschuhe für den Umgang mit gefährlichen Chemikalien und Mikroorganismen.

Die mit der Norm EN 374-1:2016 gekennzeichneten Handschuhe sind je nach Permeationsbeständigkeit gegen Chemikalien in die Typklassen A, B und C aufgeteilt. Es gibt insgesamt 18 Prüfchemikalien, die jeweils unter dem Symbol als Kennbuchstaben ausgewiesen sind. Ein vollwertiger Schutzhandschuh des Typs A schützt vor mindestens 6 Chemikalien, des Typs B vor mindestens 3 Chemikalien und des Typs C vor mindestens 1 Chemikalie.



Risiken im Umgang mit Mikroorganismen und Infektionserregern werden in der Norm EN ISO 374-5 behandelt.

Die Kennzeichnung mit der Norm DIN EN ISO 374-5 gibt Aufschluss darüber, dass der Handschuh Schutz vor Bakterien und Pilzen bietet. Bei einem ergänzenden Schutz gegen Viren wurde ein Bakteriophagen-Penetrationstest gemäß ISO16604:2004 (Verfahren B) oder gemäß ASTM F1671 erfolgreich durchgeführt. Das Symbol erhält eine zusätzliche VIRUS-Kennzeichnung.



Für mechanische Tätigkeiten im beruflichen Umfeld wird vom Gesetzgeber eine Persönliche Schutzausrüstung (PSA) vorgeschrieben. Darunter fallen insbesondere Arbeiten, die mit Risiken einhergehen. Die von uns angebotenen Handschuhe wurden nach PSA-Richtlinien getestet und sind in 3 Kategorien aufgeteilt, um den optimalen Schutz des Trägers zu gewährleisten:

- PSA-Kategorie I** – Schutz vor geringen Risiken
- PSA-Kategorie II** – Schutz vor mittleren Risiken
- PSA-Kategorie III** – Schutz vor hohen Risiken



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Handschuhe sind lebensmittelecht und erfüllen die europäischen Regularien für den hygienischen Umgang mit und die Verarbeitung von Lebensmitteln.

Nitril



Medi-Inn®-Nitril-Untersuchungs- & Schutzhandschuhe

Vielseitiger Schutz in unterschiedlichen Bereichen



Die sehr hautverträglichen und strapazierfähigen Medi-Inn®-NITRIL-Untersuchungshandschuhe bieten aufgrund der besonderen Nitril-Verbindung und der hohen Risikoklasse vielseitigen Schutz in unterschiedlichen Bereichen, auch in der Handhabung von Fetten, Ölen und Lösungsmitteln. Neben der sehr guten Passform sind Schutzhandschuhe aus Nitril besonders elastisch & reißfest und zeichnen sich durch einen hohen Tragekomfort aus.



Material

- ☑ Hautverträgliches, synthetisches Nitril-Polymer ohne Naturlatex
- ☑ Sehr elastisch & reißfest
- ☑ Puderfrei

Eigenschaften

- ☑ Hoher Schutz
- ☑ Leicht anzuziehen
- ☑ Sehr guter Tragekomfort
- ☑ Griffsicher
- ☑ Beidhändig verwendbar
- ☑ Rollrand

Anwendungsbereiche

- ☑ Medizin & Labor
- ☑ Pflege
- ☑ Lebensmittelverarbeitung
- ☑ Kosmetik & Tattoo
- ☑ Reinigung
- ☑ Chemie & Industrie

Sicherheit / Konformität

Medizinprodukt **Klasse I** gemäß RL 93/42/EWG und Persönliche Schutzausrüstung **Kategorie III** gemäß VO 2016/425

CE 2777 EN 455 AQL 1.5 EN 420



NITRIL BLUE




3,5 g / M

Merkmale

- ☑ Texturierte Fingerkuppen
- ☑ Chloriniert
- ☑ Blau

Größe				Code	Artikelnummer
S	200	10	54	EAN 4250478408563 PZN 07191799	N10419-S
M	200	10	54	EAN 4250478406866 PZN 07191807	N10419-M
L	200	10	54	EAN 4250478408556 PZN 07191888	N10419-L
XL	200	10	54	EAN 4250478408587 PZN 07192480	N10419-XL

NITRIL WHITE



3,5 g / M

Merkmale

- ☑ Texturierte Fingerkuppen
- ☑ Chloriniert
- ☑ Weiß

Größe				Code	Artikelnummer
S	200	10	54	EAN 4250478404497 PZN 03025822	890122-S
M	200	10	54	EAN 4250478404503 PZN 03025839	890122-M
L	200	10	54	EAN 4250478404510 PZN 03025845	890122-L
XL	200	10	54	EAN 4250478404527 PZN 03025928	890122-XL



Medi-Inn®-Nitril-Untersuchungs- & Schutzhandschuhe

Vielseitiger Schutz in unterschiedlichen Bereichen



In der **NITRIL**-Produktlinie mit ihren bewährten Eigenschaften bieten die **NITRIL-PLUS**-Handschuhe zusätzlichen Schutz durch die höhere Materialstärke bei gleichzeitig angenehmem Tragekomfort.



Material

- ☑ Hautverträgliches, synthetisches Nitril-Polymer ohne Naturlatex
- ☑ Sehr elastisch & reißfest
- ☑ Puderfrei

Eigenschaften

- ☑ Hoher Schutz
- ☑ Leicht anzuziehen
- ☑ Sehr guter Tragekomfort
- ☑ Griffsicher
- ☑ Beidhändig verwendbar
- ☑ Rollrand

Anwendungsbereiche

- ☑ Medizin & Labor
- ☑ Pflege
- ☑ Lebensmittelverarbeitung
- ☑ Kosmetik & Tattoo
- ☑ Reinigung
- ☑ Chemie & Industrie

Sicherheit / Konformität

Medizinprodukt **Klasse I** gemäß RL 93/42/EWG und Persönliche Schutzausrüstung **Kategorie III** gemäß VO 2016/425

CE 2777 EN 455 AQL 1.5 EN 420



NITRIL BLUE PLUS



4,0 g / M

Merkmale

- ☑ Texturierte Fingerkuppen
- ☑ Chloriniert
- ☑ Blau

Größe				Code	Artikelnummer
S	100	10	80	EAN 4250478406279 PZN 04787741	N10111-S
M	100	10	80	EAN 4250478406293 PZN 04788290	N10111-M
L	100	10	80	EAN 4250478406316 PZN 04788746	N10111-L
XL	100	10	80	EAN 4250478406330 PZN 04788752	N10111-XL
XXL	100	10	80	EAN 4250478406354 PZN 04788947	N10111-2X

NITRIL BLACK PLUS



4,0 g / M

Merkmale

- ☑ Texturierte Fingerkuppen
- ☑ Chloriniert
- ☑ Schwarz

Größe				Code	Artikelnummer
S	100	10	80	EAN 4250478410481 PZN 10332967	N11521-S
M	100	10	80	EAN 4250478410504 PZN 10332973	N11521-M
L	100	10	80	EAN 4250478410528 PZN 10332996	N11521-L
XL	100	10	80	EAN 4250478410542 PZN 10333004	N11521-XL

Nitril



Medi-Inn®-Nitril-Untersuchungs- & Schutzhandschuhe

Vielseitiger Schutz in unterschiedlichen Bereichen



Die **NITRIL-SOFT**-Ausführungen zeichnen sich neben ihren bewährten Eigenschaften durch ein besonders leichtes und dehnbares Material aus.



Material

- ☑ Hautverträgliches, synthetisches Nitril-Polymer ohne Naturlatex
- ☑ Sehr elastisch & reißfest
- ☑ Puderfrei

Eigenschaften

- ☑ Hoher Schutz
- ☑ Leicht anzuziehen
- ☑ Sehr guter Tragekomfort
- ☑ Griffsicher
- ☑ Beidhändig verwendbar
- ☑ Rollrand

Anwendungsbereiche

- ☑ Medizin & Labor
- ☑ Pflege
- ☑ Lebensmittelverarbeitung
- ☑ Kosmetik & Tattoo
- ☑ Reinigung

Sicherheit / Konformität

Medizinprodukt **Klasse I** gemäß RL 93/42/EWG und Persönliche Schutzausrüstung **Kategorie III** gemäß VO 2016/425

CE 2777 EN 455 AQL 1.5 EN 420



NITRIL BLUE SOFT



3,0 g / M

Merkmale

- ☑ Texturierte Fingerkuppen
- ☑ Chloriniert
- ☑ Blau

Größe				Code	Artikelnummer
S	100	10	80	EAN 4250478409102 PZN 10183361	N11248-S
M	100	10	80	EAN 4250478409126 PZN 10183378	N11248-M
L	100	10	80	EAN 4250478409140 PZN 10183390	N11248-L
XL	100	10	80	EAN 4250478409164 PZN 10183421	N11248-XL

NITRIL WHITE SOFT



3,0 g / M

Merkmale

- ☑ Texturierte Fingerkuppen
- ☑ Chloriniert
- ☑ Weiß

Größe				Code	Artikelnummer
S	100	10	80	EAN 4250478409188 PZN 10183415	N11252-S
M	100	10	80	EAN 4250478409201 PZN 10183438	N11252-M
L	100	10	80	EAN 4250478409225 PZN 10183444	N11252-L
XL	100	10	80	EAN 4250478409249 PZN 10183450	N11252-XL



Medi-Inn®-Nitril-Untersuchungs- & Schutzhandschuhe

Vielseitiger Schutz in unterschiedlichen Bereichen



Die **NITRIL-EXTRA**-Modelle bieten neben den texturierten Fingerkuppen eine texturierte Handfläche für eine besonders hohe Griffsicherheit. Das verstärkte Material erhöht den Schutz vor Risiken. Die langen Stulpen der **BLUE-LONG**-Untersuchungshandschuhe schützen den Träger zusätzlich über das Handgelenk hinaus.



Material

- ☑ Hautverträgliches, synthetisches Nitril-Polymer ohne Naturlatex
- ☑ Sehr elastisch & reißfest
- ☑ Puderfrei

Eigenschaften

- ☑ Hoher Schutz
- ☑ Leicht anzuziehen
- ☑ Sehr guter Tragekomfort
- ☑ Griffsicher
- ☑ Beidhändig verwendbar
- ☑ Rollrand

Anwendungsbereiche

- ☑ Medizin & Labor
- ☑ Pflege
- ☑ Lebensmittelverarbeitung
- ☑ Reinigung
- ☑ Industrie & Chemie
- ☑ Handwerk

Sicherheit / Konformität

Medizinprodukt **Klasse I** gemäß RL 93/42/EWG und Persönliche Schutzausrüstung **Kategorie III** gemäß VO 2016/425

CE 2777 EN 455 AQL 1.5 EN 420



NITRIL BLUE EXTRA



4,8 g / M

Merkmale

- ☑ Extra verstärkt & reißfest
- ☑ Texturierte Fingerkuppen & Handfläche
- ☑ Chloriniert
- ☑ Blau

Größe	🔍	📦	🏠	Code	Artikelnummer
S	100	10	63	EAN 4250478407276 PZN 08601093	N10558-S
M	100	10	63	EAN 4250478407290 PZN 08601101	N10558-M
L	100	10	63	EAN 4250478407313 PZN 08601182	N10558-L
XL	100	10	63	EAN 4250478407337 PZN 08601242	N10558-XL
XXL	100	10	63	EAN 4250478407351 PZN 04788947	N10558-XXL

NITRIL BLUE LONG



6,5 g / M

Merkmale

- ☑ Extra verstärkt & reißfest
- ☑ Sehr lange Stulpe (30 cm)
- ☑ Blau
- ☑ Texturierte Fingerkuppen & Handfläche
- ☑ Chloriniert

Größe	🔍	📦	🏠	Code	Artikelnummer
S	100	10	42	EAN 4250478411037 PZN 10535251	N11872-S
M	100	10	42	EAN 4250478411051 PZN 10535268	N11872-M
L	100	10	42	EAN 4250478411075 PZN 10535274	N11872-L
XL	100	10	42	EAN 4250478411099 PZN 10535280	N11872-XL
XXL	100	10	42	EAN 4250478412911	N11872-XXL

Nitril



Medi-Inn®-Nitril-Chemikalienschutzhandschuhe

Besonders hoher und sicherer Schutz bei Tätigkeiten mit Chemikalien



Die reiß- und stichfesten Medi-Inn®-Chemikalienschutzhandschuhe **NITRIL HIGH RISK** für den Einmalgebrauch sind doppelt so stark gewandet wie ein Standard-Nitril-Schutzhandschuh und eignen sich durch die besondere Nitril-Verbindung für anspruchsvolle Tätigkeiten im sicheren Umgang mit Chemikalien & Lösungsmitteln. Die vollständig mikrogeraute Oberfläche unterstützt einen sicheren Griff auch auf nassen Oberflächen.



Material

- ☑ Hautverträgliches, synthetisches Nitril-Polymer ohne Naturlatex
- ☑ Sehr reißfest
- ☑ Puderfrei

Eigenschaften

- ☑ Hoher Schutz
- ☑ Leicht anzuziehen
- ☑ Sehr guter Tragekomfort
- ☑ Griffsicher
- ☑ Beidhändig verwendbar
- ☑ Rollrand

Anwendungsbereiche

- ☑ Labor
- ☑ Chemie & Industrie
- ☑ Reinigung
- ☑ Lebensmittelherstellung
- ☑ Landwirtschaft

Sicherheit / Konformität

Medizinprodukt **Klasse I** gemäß RL 93/42/EWG und Persönliche Schutzausrüstung **Kategorie III** gemäß VO 2016/425

CE 2777 EN 455 AQL 1.5 EN 420

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Typ A



NITRIL HIGH RISK



16,0 g / M

Merkmale

- ☑ Extra verstärkt & reißfest
- ☑ Texturierte Fingerkuppen & Handfläche
- ☑ Chloriniert
- ☑ Blau

Größe				Code	Artikelnummer
XS	50	10	56	EAN 4250478414816	N13579-S
S	50	10	56	EAN 4250478414830	N13579-M
M	50	10	56	EAN 4250478414854	N13579-L
L	50	10	56	EAN 4250478414878	N13579-XL
XL	50	10	56	EAN 4250478414892	N13579-XXL



Medi-Inn®-Latex-Untersuchungs- & Schutzhandschuhe

Universell einsetzbare Handschuhe aus Naturlatex



Die Latex-Handschuhe **PREMIUM LATEX** sind innen und außen chloriniert und äußerst glatt wie eine 2. Haut. Die Ausführung als **WHITE GRIP** ist durch die spezielle doppelte Polymerbeschichtung besonders sicher im Griff.



Material

- ☑ Naturkautschuk
- ☑ Sehr elastisch & reißfest
- ☑ Puderfrei

Eigenschaften

- ☑ Hoher Schutz
- ☑ Leicht anzuziehen
- ☑ Sehr guter Tragekomfort
- ☑ Beidhändig verwendbar
- ☑ Rollrand

Anwendungsbereiche

- ☑ Medizin & Labor
- ☑ Pflege
- ☑ Lebensmittelverarbeitung
- ☑ Kosmetik & Tattoo
- ☑ Handwerk

Sicherheit / Konformität

Medizinprodukt **Klasse I** gemäß RL 93/42/EWG und Persönliche Schutzausrüstung **Kategorie III** gemäß VO 2016/425

CE 2777 EN 455 AQL 1.5 EN 420



WHITE GRIP LATEX



5,8 g / M

Merkmale

- ☑ Texturierte Fingerkuppen & Handfläche
- ☑ Besonders griffig
- ☑ Doppelt polymerbeschichtet
- ☑ Natur

Größe				Code	Artikelnummer
XS	100	10	63	EAN 4250478422019 PZN 13724662	N10103-XS
S	100	10	63	EAN 4250478406187 PZN 04762936	N10103-S
M	100	10	63	EAN 4250478406200 PZN 04762942	N10103-M
L	100	10	63	EAN 4250478406231 PZN 04762959	N10103-L
XL	100	10	63	EAN 4250478406255 PZN 04762965	N10103-XL

PREMIUM LATEX



6,0 g / M

Merkmale

- ☑ Texturierte Fingerkuppen & Handfläche
- ☑ Glatte Oberfläche
- ☑ Doppelt chloriniert
- ☑ Natur

Größe				Code	Artikelnummer
S	100	10	63	EAN 4250478405395 PZN 04600814	100376-S
M	100	10	63	EAN 4250478405418 PZN 04601877	100376-M
L	100	10	63	EAN 4250478405432 PZN 04602026	100376-L
XL	100	10	63	EAN 4250478405456 PZN 04602210	100376-XL

Vinyl



Medi-Inn®-Vinyl-Schutzhandschuhe

Hygienischer Schutz für Tätigkeiten im Haushalt und Beruf sowie auf Reisen



Die latexfreien Medi-Inn®-VINYL-Schutzhandschuhe sind besonders haufreundlich und angenehm zu tragen. Die weiche Konsistenz und die leichte Materialbeschaffenheit unterstützen ein sehr hohes Tastempfinden. Die Vinyl-Handschuhe sind frei von Latexallergie auslösenden Proteinen. **VINYL STRETCH** ist eine Sonderausführung aus elastischem Vinyl.



Material	Eigenschaften	Anwendungsbereiche	Sicherheit / Konformität
<ul style="list-style-type: none"> Vinyl Glatte Oberfläche Latexfrei Pudrerfrei Lebensmittelecht (eingeschränkt) 	<ul style="list-style-type: none"> Leicht anzuziehen Sehr guter Tragekomfort Hohes Tastempfinden Beihändig verwendbar Rollrand 	<ul style="list-style-type: none"> Hygiene- & Pflegebereiche Kosmetik 	Medizinprodukt Klasse I gemäß RL 93/42/ EWG und Persönliche Schutzausrüstung Kategorie I gemäß VO 2016/425 EN 455 AQL 1.5 EN 420

VINYL



4,5 g / M

Merkmale

- Nicht geeignet für fettige Lebensmittel
- Transparent

Größe				Code	Artikelnummer
S	100	10	63	EAN 4250478408747 PZN 04928437	N10117-S
M	100	10	63	EAN 4250478408723 PZN 04929632	N10117-M
L	100	10	63	EAN 4250478408709 PZN 04929773	N10117-L
XL	100	10	63	EAN 4250478408754 PZN 04929804	N10117-XL

VINYL STRETCH



4,5 g / M

Merkmale

- Besonders elastisch
- Nicht geeignet für fettige Lebensmittel
- Gelblich

Größe				Code	Artikelnummer
S	100	10	63	EAN 4250478408648 PZN 04931304	N10125-S
M	100	10	63	EAN 4250478406941 PZN 04931310	N10125-M
L	100	10	63	EAN 4250478406965 PZN 04931327	N10125-L
XL	100	10	63	EAN 4250478406989 PZN 04931333	N10125-XL



Medi-Inn®-Vinyl-Schutzhandschuhe

Hygienischer Schutz für Tätigkeiten im Haushalt und Beruf sowie auf Reisen



Die latexfreien Medi-Inn®-VINYL-PREMIUM-FOOD-Schutzhandschuhe sind für den Umgang mit Lebensmitteln und deren Verarbeitung zugelassen und besonders beständig gegenüber Mineral- und Speiseölen.



Material

- ☑ Vinyl
- ☑ Glatte Oberfläche
- ☑ Latexfrei
- ☑ Lebensmittelecht (kurzzeitig)



Eigenschaften

- ☑ Leicht anzuziehen
- ☑ Sehr guter Tragekomfort
- ☑ Hohes Tatempfinden
- ☑ Beihändig verwendbar
- ☑ Rollrand



Anwendungsbereiche

- ☑ Hygiene- & Pflegebereiche
- ☑ Lebensmittelverarbeitung
- ☑ Kosmetik



Sicherheit / Konformität

Persönliche Schutzausrüstung **Kategorie I** gemäß VO 2016/425

AQL 1.5 EN 420

VINYL PREMIUM FOOD



3,5 g / M

Merkmale

- ☑ Phthalatfreies Polyvinylchlorid
- ☑ Für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- ☑ Transparent

Größe				Code	Artikelnummer
S	100	10	63	EAN 4250478412201	N12601-S
M	100	10	63	EAN 4250478412225	N12601-M
L	100	10	63	EAN 4250478412249	N12601-L
XL	100	10	63	EAN 4250478412263	N12601-XL

Nitril



Medi-Inn®-Nitril-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe

Universell einsetzbar für äußerst anspruchsvolle Tätigkeiten unter extremen Bedingungen



Die strapazierfähigen Nitril-Untersuchungshandschuhe der **CLINIC PERFECT**-Produktreihe sind durch die besondere Nitril-Verbindung und höchster PSA-Risikoklasse für anspruchsvolle Tätigkeiten unter extremen Bedingungen geeignet. Neben der sehr guten Passform bieten **CLINIC PERFECT**-Handschuhe aufgrund der hohen Materialdichte einen hohen Schutz beim Umgang mit Chemikalien & Lösungsmitteln bei gleichzeitig gutem Tastempfinden.



Material

- ☑ Hautverträgliches, synthetisches Nitril-Polymer ohne Naturlatex
- ☑ Sehr elastisch & reißfest
- ☑ Puderfrei

Eigenschaften

- ☑ Hoher Schutz
- ☑ Leicht anzuziehen
- ☑ Sehr guter Tragekomfort
- ☑ Griffsicher
- ☑ Beidhändig verwendbar
- ☑ Rollrand

Anwendungsbereiche

- ☑ Medizin & Labor
- ☑ Pflege

Sicherheit / Konformität

Medizinprodukt **Klasse I** gemäß RL 93/42/EWG und Persönliche Schutzausrüstung **Kategorie III** gemäß VO 2016/425

CE 2777 EN 455 AQL 1.5 EN 420



CLINIC PERFECT BLUE



3,0 g / M

Merkmale

- ☑ Leicht & dehnbar
- ☑ Texturierte Fingerkuppen
- ☑ Chloriniert
- ☑ Blau

Größe				Code	Artikelnummer
XS	200	10	63	EAN 4250478414090 PZN 13501790	N12791-b-XS
S	200	10	63	EAN 4250478414113 PZN 13501809	N12791-b-S
M	200	10	63	EAN 4250478414137 PZN 13501821	N12791-b-M
L	200	10	63	EAN 4250478414151 PZN 13501838	N12791-b-L
XL	200	10	63	EAN 4250478414175 PZN 13501844	N12791-b-XL

CLINIC PERFECT WHITE



3,0 g / M

Merkmale

- ☑ Leicht & dehnbar
- ☑ Texturierte Fingerkuppen
- ☑ Chloriniert
- ☑ Weiß

Größe				Code	Artikelnummer
S	100	10	63	EAN 4250478414014 PZN 13501732	N12791-w-S
M	100	10	63	EAN 4250478414038 PZN 13501749	N12791-w-M
L	100	10	63	EAN 4250478414052 PZN 13501755	N12791-w-L
XL	100	10	63	EAN 4250478414076 PZN 13501784	N12791-w-XL



Medi-Inn®-Nitril-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe

Universell einsetzbar für äußerst anspruchsvolle Tätigkeiten unter extremen Bedingungen



Die extralangen Stulpen der **CLINIC PERFECT SEMI-LONG-** und **CLINIC PERFECT BLUE LONG-**Schutzhandschuhe bieten zusätzlichen Schutz des unteren Arms und verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten.



Material

- Hautverträgliches, synthetisches Nitril-Polymer ohne Naturlatex
- Sehr elastisch & reißfest
- Puderfrei

Eigenschaften

- Hoher Schutz
- Leicht anzuziehen
- Sehr guter Tragekomfort
- Griffsicher
- Beidhändig verwendbar
- Rollrand

Anwendungsbereiche

- Medizin & Labor
- Pflege
- Kosmetik & Tattoo
- Reinigung

Sicherheit / Konformität

Medizinprodukt **Klasse I** gemäß RL 93/42/EWG und Persönliche Schutzausrüstung **Kategorie III** gemäß VO 2016/425

CE 2777 EN 455 AQL 1.5 EN 420



CLINIC PERFECT SEMI-LONG



4,0 g / M

Merkmale

- Lange Stulpe (26,5 cm)
- Texturierte Fingerkuppen
- Weiß

Größe				Code	Artikelnummer
S	150	10	70	EAN 4250478415035	N13793-S
M	150	10	70	EAN 4250478415059	N13793-M
L	150	10	70	EAN 4250478415073	N13793-L
XL	150	10	70	EAN 4250478415097	N13793-XL

CLINIC PERFECT BLUE LONG



5,0 g / M

Merkmale

- Sehr lange Stulpe (29 cm)
- Texturierte Fingerkuppen & Handfläche
- Chloriniert
- Blau

Größe				Code	Artikelnummer
S	100	10	42	EAN 4250478423306	N15091-b-S
M	100	10	42	EAN 4250478423320	N15091-b-M
L	100	10	42	EAN 4250478423344	N15091-b-L
XL	100	10	42	EAN 4250478423368	N15091-b-XL



Medi-Inn®-PE-Handschuhe

Idealer Schutz bei kurzzeitigen Tätigkeiten



Die aus einer glasklaren Softfolie bestehenden Medi-Inn®-PE-Handschuhe stellen einen idealen Schutz für kurzzeitige Tätigkeiten auch im Umgang mit Säuren und Laugen. Die flüssigkeitsdichten Handschuhe aus Polyethylen sind reißfest und ermöglichen über die weite Öffnung einen leichten Einstieg und einfachen Tragekomfort.



Material

- Polyethylen (PE)
- Lebensmittelecht
- Gehämmert
- Latexfrei
- Thiuramfrei
- Puderfrei

Eigenschaften

- Flüssigkeitsdicht
- Gute Festigkeit
- Nicht elastisch
- Leicht anzuziehen
- Einfacher Tragekomfort
- Hohes Tastgefühl
- Beidhändig verwendbar

Anwendungsbereiche

- Friseurhandwerk
- Lebensmittelausgabe
- Tankstellen

Sicherheit / Konformität

Persönliche Schutzausrüstung **Kategorie I** gemäß VO 2016/425

EN 420

PE-HANDSCHUHE



Merkmale

- Einheitsgröße
- Glasklar

Größe



Code

Artikelnummer

Universal

100

100

40

EAN 4250478425386

N11112-STD



Baumwoll-Trikot-Handschuhe



Angenehm schützend für Hände und schonend für Produkte sowie Materialien

Die angenehm zu tragenden dünnen **BAUMWOLL-TRIKOT**-Handschuhe bieten einen besonderen hautfreundlichen Schutz und eignen sich auch als Unterziehhandschuhe. Die sehr gute Verarbeitung sorgt für eine perfekte Passform, einen natürlichen Griff und schonenden Umgang mit empfindlichen Materialien und Produkten.



Material	Eigenschaften	Anwendungsbereiche	Sicherheit / Konformität
<ul style="list-style-type: none"> 100 % Baumwolle (gebleicht) Für Lebensmittel zugelassen Waschbar bis max. 30 °C 	<ul style="list-style-type: none"> Hoher Tragekomfort Leicht anzuziehen Hohes Tastgefühl Flexibel & atmungsaktiv Beidhändig verwendbar 	<ul style="list-style-type: none"> Eindecken von Geschirr Schmuckarbeiten Archivarbeiten Wärmeschutz als Unterziehhandschuh Brauchtum (z. B. Karneval) Kosmetik 	Persönliche Schutzausrüstung Kategorie I gemäß VO 2016/425 EN 420

BAUMWOLL-TRIKOT-HANDSCHUHE

Merkmale		
Paarweise*	Länge 27 cm	
Größe	Code	Artikelnummer
S	12* 50 20	EAN 4250478422989 8489
	12* 12 42	EAN 4260319970920 N14854
M	12* 50 20	EAN 4250478423009 8490
	12* 12 42	EAN 4260319970937 N14855
L	12* 50 20	EAN 4250478423023 8491
	12* 12 42	EAN 4260319970944 N14856
XL	12* 50 20	EAN 4250478423047 8492
	12* 12 42	EAN 4260319970951 N14857
XXL	12* 50 20	EAN 4250478423061 8493
	12* 12 42	EAN 4260319970968 N14858
3XL	12* 50 20	EAN 4250478423085 8494
	12* 12 42	EAN 4260319970975 N14859



Nitril



Work-Inn®-Nitril-Schutzhandschuhe

Vielseitiger Schutz in unterschiedlichen Bereichen



Die sehr hautverträglichen und strapazierfähigen Work-Inn®-NITRIL-Schutzhandschuhe bieten aufgrund der besonderen Nitril-Verbindung und der hohen Risikoklasse vielseitigen Schutz in unterschiedlichen Bereichen, auch in der Handhabung von Fetten, Ölen und Lösungsmitteln. Neben der sehr guten Passform sind Schutzhandschuhe aus Nitril besonders elastisch & reißfest und zeichnen sich durch einen hohen Tragekomfort aus.



Material

- Hautverträgliches, synthetisches Nitril-Polymer ohne Naturlatex
- Sehr elastisch & reißfest
- Puderfrei

Eigenschaften

- Hoher Schutz
- Leicht anzuziehen
- Sehr guter Tragekomfort
- Griffsicher
- Beidhändig verwendbar
- Rollrand

Anwendungsbereiche

- Industrie
- Hygiene- & Pflegebereiche
- Lebensmittelverarbeitung
- Rettungsdienste

Sicherheit / Konformität

Persönliche Schutzausrüstung **Kategorie III** gemäß VO 2016/425

AQL 1.5 EN 420

EN ISO 374-1:2016/Typ B



NITRIL BLUE



3,5 g / M

Merkmale

- Texturierte Fingerkuppen
- Chloriniert
- Blau

Sicherheit / Konformität

CE 0321

EN ISO 374-5:2016



Nicht gegen Viren geprüft

Größe				Code	Artikelnummer
S	200	10	54	EAN 4250478427854	N16045-S
M	200	10	54	EAN 4250478427878	N16045-M
L	200	10	54	EAN 4250478427892	N16045-L
XL	200	10	54	EAN 4250478427915	N16045-XL

NITRIL GREEN PLUS



4,0 g / M

Merkmale

- Texturierte Fingerkuppen
- Chloriniert
- Grün

Sicherheit / Konformität

CE 2777

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Größe				Code	Artikelnummer
S	100	10	80	EAN 4250478428653	N16360-S
M	100	10	80	EAN 4250478428677	N16360-M
L	100	10	80	EAN 4250478428691	N16360-L
XL	100	10	80	EAN 4250478428714	N16360-XL



Work-Inn®-Nitril-Schutzhandschuhe

Vielseitiger Schutz in unterschiedlichen Bereichen



Material

- ☑ Hautverträgliches, synthetisches Nitril-Polymer ohne Naturlatex
- ☑ Sehr elastisch & reißfest
- ☑ Puderfrei

Eigenschaften

- ☑ Hoher Schutz
- ☑ Leicht anzuziehen
- ☑ Sehr guter Tragekomfort
- ☑ Griffsicher
- ☑ Beidhändig verwendbar
- ☑ Rollrand

Anwendungsbereiche

- ☑ Industrie
- ☑ Hygiene- & Pflegebereiche
- ☑ Lebensmittelverarbeitung
- ☑ Rettungsdienste

Sicherheit / Konformität

Medizinprodukt **Klasse I** gemäß RL 93/42/EWG und Persönliche Schutzausrüstung **Kategorie III** gemäß VO 2016/425

CE 0086 EN 455 AQL 1.5 EN 420



NITRIL ORANGE



6,8 g / M

Merkmale

- ☑ Texturierte Fingerkuppen
- ☑ Lange Stulpe (27 cm)
- ☑ Chloriniert
- ☑ Orange

Größe				Code	Artikelnummer
S	100	10	63	EAN 4250478428080	N16271-S
M	100	10	63	EAN 4250478428103	N16271-M
L	100	10	63	EAN 4250478428127	N16271-L
XL	100	10	63	EAN 4250478428141	N16271-XL

PU-beschichtet

**Work-Inn®-Arbeitshandschuhe PU-beschichtet**

Schutz vor mechanischer Einwirkung und ideal für feinmotorische Tätigkeiten



Die **PU-beschichteten** Arbeitshandschuhe vereinen einen hohen Schutz mit maximaler Bewegungsfreiheit und feinem Tastempfinden. Die hochwertigen, wie eine zweite Haut anliegenden latexfreien Arbeitshandschuhe bieten durch das flexible & atmungsaktive Obergewebe einen angenehmen Tragekomfort. Die PU-beschichteten Innenhandflächen und Fingerkuppen optimieren die Griffsicherheit und schützen Hände und Finger sicher.

**Material**

- ☐ PU-beschichtete Fingerkuppen & Handfläche
- ☐ Silikonfreies Trägermaterial aus 100 % Polyester
- ☐ Nahtlos verarbeitet
- ☐ Mit Strickbund
- ☐ Latexfrei

Eigenschaften

- ☐ Griffsicher & rutschfest
- ☐ Abriebfest & reißfest
- ☐ Optimale Passform
- ☐ Hohes Tastgefühl
- ☐ Obergewebe flexibel & atmungsaktiv
- ☐ Wasserabweisend

Anwendungsbereiche

- ☐ Kfz & Automobil
- ☐ Industrie & Produktion
- ☐ Handwerk
- ☐ Bau, Montage & Wartung
- ☐ Transport, Lager & Logistik
- ☐ Agrarwirtschaft
- ☐ Reinigung

Sicherheit / Konformität

Persönliche Schutzausrüstung **Kategorie II** gemäß VO 2016/425

EN 388: 2016



3.1.21.X

EN 420



max. 40 °C

**Merkmale**

- ☐ Paarweise verpackt*
- ☐ Farbiger Gummibund zur Kennzeichnung der Größe
- ☐ Grau

Größe				Code	Artikelnummer
XS / 6	12*	12	45	EAN 4250478428318	N14280-WIN-GR-6
S / 7	12*	12	45	EAN 4250478428332	N14280-WIN-GR-7
M / 8	12*	12	45	EAN 4250478428356	N14280-WIN-GR-8
L / 9	12*	12	45	EAN 4250478428370	N14280-WIN-GR-9
XL / 10	12*	12	45	EAN 4250478428394	N14280-WIN-GR-10
XXL / 11	12*	12	45	EAN 4250478428417	N14280-WIN-GR-11
3XL / 12	12*	12	45	EAN 4250478428431	N14280-WIN-GR-12

**Merkmale**

- ☐ Paarweise verpackt*
- ☐ Farbiger Gummibund zur Kennzeichnung der Größe
- ☐ Schwarz

Größe				Code	Artikelnummer
XS / 6	12*	12	45	EAN 4250478415653	N14280-WIN-b-6
S / 7	12*	12	45	EAN 4250478415660	N14280-WIN-b-7
M / 8	12*	12	45	EAN 4250478415677	N14280-WIN-b-8
L / 9	12*	12	45	EAN 4250478415684	N14280-WIN-b-9
XL / 10	12*	12	45	EAN 4250478415691	N14280-WIN-b-10
XXL / 11	12*	12	45	EAN 4250478415707	N14280-WIN-b-11
3XL / 12	12*	12	45	EAN 4250478415714	N14280-WIN-b-12



Work-Inn®-Winter-Arbeitshandschuhe Latex-beschichtet

Schutz vor mechanischer Einwirkung und ideal für Tätigkeiten bei kühlen Temperaturen



Die äußerst strapazierfähigen und wärmenden Winter-Arbeitshandschuhe bieten einen besonders hohen Schutz bei mechanischen Risiken. Die flexible Oberseite aus Grobstrick sorgt bei jeder Bewegung flexibel für einen sehr angenehmen Tragekomfort. Die Latex-beschichteten Innenhandflächen mit verstärkten Fingerkuppen schützen die Hände und Finger sicher vor mechanischer Einwirkung bei gleichzeitig optimaler Griffsicherheit auch bei Nässe.



Material	Eigenschaften	Anwendungsbereiche	Sicherheit / Konformität
<ul style="list-style-type: none"> Latex-beschichtete Innenflächen & Fingerkuppen Trägermaterial Grobstrick aus Polyester/Baumwolle Acrylfutter Nahtlos verarbeitet 	<ul style="list-style-type: none"> Griffsicher & rutschfest Abriebfest & reißfest Optimale Passform Hohes Tastgefühl Obergewebe flexibel & atmungsaktiv Innenhandfläche wasserabweisend 	<ul style="list-style-type: none"> KFZ & Automobil Industrie & Produktion Handwerk Bau, Montage & Wartung Transport, Lager & Logistik Agrarwirtschaft Reinigung 	<p>Persönliche Schutzausrüstung Kategorie II gemäß VO 2016/425</p> <p>EN 388: 2016 3.1.2.1.X</p> <p>EN 420 max. 40 °C</p>

LATEX-BESCHICHTET



Merkmale

- Paarweise verpackt*
- Farbiger Gummibund zur Kennzeichnung der Größe
- Grau

Größe				Code	Artikelnummer
M / 8	12*	12	21		N15144-g-8
L / 9	12*	12	21		N15144-g-9
XL / 10	12*	12	21		N15144-g-10
XXL / 11	12*	12	21		N15144-g-11

Nitril

**Medi-Inn®-Nitril-Chemikalienschutzhandschuhe**

Besonders hoher und sicherer Schutz bei Reinigungsarbeiten mit Chemikalien

Die Medi-Inn®-**CLEAN PERFECT**-Schutzhandschuhe eignen sich ideal für Reinigungsarbeiten in Verbindung mit Chemikalien & Desinfektionsmitteln und bieten einen sicheren Kälte- sowie Hitzeschutz. Die velourisierte Baumwoll-Innenbeschichtung sorgt für einen besonders angenehmen Tragekomfort auch bei längeren Tätigkeiten. Die vollständig mikrogeraute Oberfläche unterstützt einen sicheren Griff auf nassen und öligen Oberflächen.

**Material**

- ☑ Acrylonitril-Butadien-Gummi ohne Naturlatex
- ☑ Innen baumwollvelourisiert
- ☑ Silikonfrei
- ☑ Lebensmittelrecht
- ☑ Puderfrei
- ☑ Chloriniert

Eigenschaften

- ☑ Sehr hoher Schutz
- ☑ Leicht anzuziehen
- ☑ Sehr guter Tragekomfort
- ☑ Besonders griffsicher
- ☑ Sehr elastisch & reißfest
- ☑ Sehr robust
- ☑ Wiederverwendbar

Anwendungsbereiche

- ☑ Labor
- ☑ Chemie & Industrie
- ☑ Reinigung
- ☑ Lebensmittelherstellung
- ☑ Landwirtschaft

Sicherheit / Konformität

Persönliche Schutzausrüstung **Kategorie III** gemäß VO 2016/425

CE 0465 EN 420

EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/Typ A

**CLEAN PERFECT****Merkmale**

- ☑ Paarweise verpackt*
- ☑ Sehr lange Stulpen (32 cm)
- ☑ Textur Diamantenmuster
- ☑ Getestet gegen Mechanische Risiken gemäß EN388:2016 (4.1.0.1.x)

Größe				Code	Artikelnummer
S	12*	12	54	EAN 4250478412935	N12834-S
M	12*	12	54	EAN 4250478412959	N12834-M
L	12*	12	54	EAN 4250478412973	N12834-L
XL	12*	12	54	EAN 4250478412997	N12834-XL



Medi-Inn®-Latex-Haushandshandschuhe



Universell einsetzbar für Reinigungs- und Feuchtarbeiten

Die Medi-Inn®-LATEX-Haushandshandschuhe aus Naturkautschuk eignen sich für allgemeine Reinigungs- und Feuchtarbeiten im Haushalt und Beruf sowie im Umgang mit Ölen und Fetten. Die anatomische Passform und die Schweiß absorbierende, velourisierte Innenbeschichtung sorgen für einen besonders angenehmen Tragekomfort. Ein ausgeprägtes Wabenprofil unterstützt einen sicheren Griff auch auf nassen Oberflächen.



Material

- ☑ Naturkautschuk
- ☑ Innen baumwollvelourisiert
- ☑ Lebensmittelecht
- ☑ Puderfrei
- ☑ Waschbar bei 30 °C

Eigenschaften

- ☑ Besonders griffsicher
- ☑ Optimales Tastgefühl
- ☑ Leichter Tragekomfort
- ☑ Sehr strapazierfähig
- ☑ Flüssigkeitsdicht
- ☑ Wiederverwendbar

Anwendungsbereiche

- ☑ Haushalt
- ☑ Medizin & Labor
- ☑ Pflege
- ☑ Lebensmittelverarbeitung
- ☑ Kosmetik & Tattoo
- ☑ Handwerk

Sicherheit / Konformität

Persönliche Schutzausrüstung **Kategorie I** gemäß VO 2016/425

EN 420 

LATEX-HAUSHANDSHANDSCHUHE



Merkmale

- ☑ Paarweise verpackt*
- ☑ Texturierte Fingerkuppen & Handfläche

Größe				Code	Artikelnummer
S	12*	12	63	EAN 4250478411969	N12489-S
M	12*	12	63	EAN 4250478411983	N12489-M
L	12*	12	63	EAN 4250478412003	N12489-L
XL	12*	12	63	EAN 4250478412027	N12489-XL

Nitril

Grippaz®-Nitril-Schutzhandschuhe

Besonders guter Griff beim Umgang mit Ölen, Waschmitteln, Lösungsmitteln & Wasser



GRIPPAZ verwendet eine speziell formulierte organische Nitril-Verbindung, die sich besonders bei der Handhabung von Fetten, Ölen, Waschmitteln und Lösungsmitteln eignet. Die patentierte Schuppenprägung bietet einen unvergleichlich guten Griff bei anspruchsvollen Tätigkeiten in unterschiedlichsten Bereichen auch bei Nässe.

**Material**

- ☑ Spezielle organische Nitril-Verbindung ohne Naturlatex
- ☑ Patentierte Schuppenprägung
- ☑ Lebensmittelrecht
- ☑ Puderfrei

Eigenschaften

- ☑ Hoher Schutz
- ☑ Leicht anzuziehen
- ☑ Sehr guter Tragekomfort
- ☑ Besonders griffsicher
- ☑ Extra verstärkt & reißfest
- ☑ Beidhändig verwendbar
- ☑ Rollrand

Anwendungsbereiche

- ☑ Chemie & Industrie
- ☑ Werkstatt
- ☑ Großküchen
- ☑ Pflege

Sicherheit / Konformität

Persönliche Schutzausrüstung **Kategorie III** gemäß VO 2016/425

CE 2777 AQL 1.5

EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/Typ B

**GRIPPAZ – ORANGE**

7,5 g / M

Merkmale

- ☑ Innovativer, patentierter Grip für einen besonders sicheren Griff
- ☑ Sehr robust durch Fischeschuppenprägung (innen & außen)
- ☑ Chloriniert
- ☑ Orange

Größe				Code	Artikelnummer
S	50	10	84	EAN 5391515867703	N14460-S
M	50	10	84	EAN 5391515867710	N14460-M
L	50	10	84	EAN 5391515867727	N14460-L
XL	50	10	84	EAN 5391515867734	N14460-XL
XXL	50	10	84	EAN 5391515867741	N14460-XXL

GRIPPAZ – SCHWARZ

7,5 g / M

Merkmale

- ☑ Innovativer, patentierter Grip für einen besonders sicheren Griff
- ☑ Sehr robust durch Fischeschuppenprägung (innen & außen)
- ☑ Chloriniert
- ☑ Schwarz

Größe				Code	Artikelnummer
S	50	10	84	EAN 5391515867604	N14461-S
M	50	10	84	EAN 5391515867611	N14461-M
L	50	10	84	EAN 5391515867628	N14461-L
XL	50	10	84	EAN 5391515867635	N14461-XL
XXL	50	10	84	EAN 5391515867642	N14461-XXL



GRIPPAPZ®-Nitril-Schutzhandschuhe

Besonders guter Griff beim Umgang mit Ölen, Waschmitteln, Lösungsmitteln & Wasser



GRIPPAPZ in den Farben Blau und Gelb bieten durch die besondere Länge einen besonderen Schutz oberhalb des Handgelenks und verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten.



Material	Eigenschaften	Anwendungsbereiche	Sicherheit / Konformität
<ul style="list-style-type: none"> Spezielle organische Nitril-Verbindung ohne Naturlatex Patentierter Schuppenprägung Lebensmittelecht Puderfrei 	<ul style="list-style-type: none"> Hoher Schutz Leicht anzuziehen Sehr guter Tragekomfort Besonders griffsicher Extra verstärkt & reißfest Beidhändig verwendbar Rollrand 	<ul style="list-style-type: none"> Chemie & Industrie Reinigung Werkstatt Großküchen Pflege 	<p>Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III gemäß VO 2016/425</p> <p>CE 2777 AQL 1.5</p> <p>EN ISO 374-5:2016 </p> <p>EN ISO 374-1:2016/Typ B </p>

GRIPPAPZ – BLAU



Merkmale

- Innovativer, patentierter Grip für einen besonders sicheren Griff
- Sehr robust durch Fischschuppenprägung (innen & außen)
- Lange Stulpe (30 cm)
- Chloriniert
- Blau

Größe				Code	Artikelnummer
S	50	10	48	EAN 5391515867406	N14462-S
M	50	10	48	EAN 5391515867413	N14462-M
L	50	10	48	EAN 5391515867420	N14462-L
XL	50	10	48	EAN 5391515867437	N14462-XL
XXL	50	10	48	EAN 5391515867444	N14462-XXL

8,1 g / M

GRIPPAPZ – GELB



Merkmale

- Innovativer, patentierter Grip für einen besonders sicheren Griff
- Sehr robust durch Fischschuppenprägung (innen & außen)
- Lange Stulpe (30 cm)
- Chloriniert
- Gelb

Größe				Code	Artikelnummer
S	50	10	48	EAN 5391515867505	N14463-S
M	50	10	48	EAN 5391515867512	N14463-M
L	50	10	48	EAN 5391515867529	N14463-L
XL	50	10	48	EAN 5391515867536	N14463-XL
XXL	50	10	48	EAN 5391515867543	N14463-XXL

8,1 g / M





Medi-Inn®-Astro-Hauben mit Mundschutz

Kopf- und Mundschutz für den Einsatz in allen hygienerelevanten Einrichtungen



Merkmale

- ☑ Material aus hautsympathischem PP-Vliesstoff (Polypropylen)
- ☑ Mit integriertem 2-lagigen Mundschutz
- ☑ Nasenbügel für optimalen Sitz
- ☑ Gummizug
- ☑ Glasfaserfrei
- ☑ Atmungsaktiv
- ☑ Wasserabweisend
- ☑ Staubdicht
- ☑ Geruchsneutral
- ☑ Angenehmer Tragekomfort
- ☑ Geringes Gewicht
- ☑ Abrieb- und reißfest
- ☑ Latexfrei

Farbe				Code	Artikelnummer
Blau	100	10	20	EAN 4250478408082	N10702-b
Grün	100	10	20	EAN 4250478414380	N10702-g
Orange	100	10	20	EAN 4250478414632	N10702-o
Rot	100	10	20	EAN 4250478414403	N10702-r
Weiß	100	10	20	EAN 4250478407863	N10702-w
				PZN 10028347	
Gelb	100	10	20	EAN 4250478414427	N10702-y



Medi-Inn®-Klipphauben

Kopfschutz für den Einsatz in allen hygienerelevanten Einrichtungen



Merkmale

- ☑ Ausführung mit detektierbarem Aluminiumstreifen (nickelfrei)
- ☑ Geklippt
- ☑ Gummizug
- ☑ Material aus hautsympathischem PP-Vliesstoff (Polypropylen)
- ☑ Glasfaserfrei
- ☑ Atmungsaktiv
- ☑ Wasserabweisend
- ☑ Staubdicht
- ☑ Geruchsneutral
- ☑ Angenehmer Tragekomfort
- ☑ Geringes Gewicht
- ☑ Abrieb- und reißfest
- ☑ Latexfrei
- ☑ Größe 53 cm

Farbe				Code	Artikelnummer
OHNE DETEKTORSTREIFEN					
Blau	100	10	28	EAN 4250478404862	703062-b
Grün	100	10	28	EAN 4250478404923	703062-g
Orange	100	10	28	EAN 4250478410726	703062-o
Rot	100	10	28	EAN 4250478404886	703062-r
Weiß	100	10	28	EAN 4250478404909	703062-w
Gelb	100	10	28	EAN 4250478412300	703062-y
MIT DETEKTORSTREIFEN, NICKELFREI					
Blau	100	10	28	EAN 4250478410115	N11393-b
				PZN 10272857	
Grün	100	10	28	EAN 4250478410788	N11393-g
Orange	100	10	28	EAN 4250478410801	N11393-o
Rot	100	10	28	EAN 4250478410740	N11393-r
Weiß	100	10	28	EAN 4250478410092	N11393-w
				PZN 10272863	
Gelb	100	10	28	EAN 4250478410764	N11393-y

**Medi-Inn®-Baretthauben**

Kopfschutz für den Einsatz in allen hygiene relevanten Einrichtungen

**Merkmale**

- ☑ Material aus hautsympathischem PP-Vliesstoff (Polypropylen)
- ☑ Gummizug
- ☑ Glasfaserfrei
- ☑ Atmungsaktiv
- ☑ Wasserabweisend
- ☑ Staubdicht
- ☑ Geruchsneutral
- ☑ Angenehmer Tragekomfort
- ☑ Geringes Gewicht
- ☑ Abrieb- und reißfest
- ☑ Latexfrei



Farbe				Code	Artikelnummer
CA. 52 CM – OHNE SCHIRM					
Blau	100	10	60	EAN 4250478409362	703061-b
				PZN 10333116	
Grün	100	10	60	EAN 4250478409386	703061-g
				PZN 10333122	
Weiß	100	10	60	EAN 4250478404848	703061-w
				PZN 10333091	
CA. 52 CM – MIT SCHIRM					
Weiß	100	10	54	EAN 4250478407849	N10705-w
CA. 60 CM – OHNE SCHIRM					
Blau	100	10	48	EAN 4250478407986	N10546-b
Grün	100	10	48	EAN 4250478408006	N10546-g
Weiß	100	10	48	EAN 4250478407450	N10546-w



Medi-Inn®-Atenschutzmaske FFP2



Partikelfiltrierende Halbmaske zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Stoffen

Merkmale

- ☐ FFP2 entspricht den Anforderungen der DIN EN 149:2001 Atemschutzgeräte
- ☐ Schutz vor flüssigen und festen gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen
- ☐ Nasenpolster innen aus Schaumstoff
- ☐ Äußerer Nasenbügel für optimalen Sitz
- ☐ Sicherer Sitz durch Elastikband
- ☐ Einzeln hygienisch verpackt im Beutel



Ventil				Code	Artikelnummer
Ohne Ventil	20	12	36	EAN 4250478411198	N11888-240



Medi-Inn®-Mundschutz

Mund-Nasen-Maske zum Schutz der Träger und Patienten vor Spritzflüssigkeiten



Merkmale

- ☑ Mit Nasenbügel
- ☑ Sicherer Sitz durch baumwollummanteltes Elastikband
- ☑ Hoher Tragekomfort
- ☑ Weiches, hautfreundliches Material
- ☑ Geringer Atemwiderstand
- ☑ Geruchsneutral
- ☑ Latex- und glasfaserfrei
- ☑ Nicht reizend

3-LAGIG



Merkmale

- ☑ Entspricht den Anforderungen der DIN EN 14683:2005, **TYP II**
- ☑ Hoch beständig gegen Flüssigkeiten und Aerosole

Farbe	◀	📦	🏠	Code	Artikelnummer
Blau	50	10	80	EAN 4250478407214 PZN 07636066	703056-b
Grün	50	10	80	EAN 4250478407238 PZN 07637373	703056-g
Weiß	50	10	80	EAN 4250478407252 PZN 07637427	703056-w

3-LAGIG – ECO



Merkmale

- ☑ Entspricht den Anforderungen der DIN EN 14683:2005, **TYP I**
- ☑ Beständig gegen Flüssigkeiten und Aerosole

Farbe	◀	📦	🏠	Code	Artikelnummer
Blau	50	10	80	EAN 4250478411174	N11814-b
Grün	50	10	80	EAN 4250478415295	N11814-g
Weiß	50	10	80	EAN 4250478411150	N11814-w

2-LAGIG



Merkmale

- ☑ Beständig gegen Spritzflüssigkeiten

Farbe	◀	📦	🏠	Code	Artikelnummer
Blau	50	20	40	EAN 4250478410658 PZN 10346780	N10391-b
Grün	50	20	40	EAN 4250478410672 PZN 10346797	N10391-g
Weiß	50	20	40	EAN 4250478407696 PZN 08814914	N10391-w

2-LAGIG – PREMIUM



Merkmale

- ☑ Beständig gegen Spritzflüssigkeiten
- ☑ Schwere Ausführung

Farbe	◀	📦	🏠	Code	Artikelnummer
Weiß	50	20	48	EAN 4250478410214 PZN 10272917	N11402-w



Medi-Inn®-Mundschutz



Mund-Nasen-Maske zum Schutz der Träger und Patienten vor Spritzflüssigkeiten



Merkmale

- ☑ Mund-Nasen-Maske aus 2-lagigem Spezialpapier
- ☑ Sicherer Sitz durch Elastikband
- ☑ Geringer Atemungswiderstand

Farbe				Code	Artikelnummer
Weiß	100	100	16	EAN 4250478408822 PZN 10134279	N11063



Medi-Inn®-Bartmasken

Schutz vor Verunreinigungen durch Barthaare



Merkmale

- ☑ Material aus hautsympathischem PP-Vliesstoff (Polypropylen)
- ☑ Mit baumwollummanteltem Elastikband zur Befestigung
- ☑ Glasfaserfrei
- ☑ Atmungsaktiv
- ☑ Wasserabweisend
- ☑ Staubsicht
- ☑ Geruchsneutral
- ☑ Angenehmer Tragekomfort
- ☑ Geringes Gewicht
- ☑ Abrieb- und reißfest
- ☑ Latexfrei

Farbe				Code	Artikelnummer
Blau	100	10	100	EAN 4250478410238 PZN 10272923	N10703-b
Weiß	100	10	140	EAN 4250478407887 PZN 10028330	N10703-w



Medi-Inn®-PP-Besucherkittel

Schutz in hygienesensiblen Bereichen



Merkmale

- ☑ Material aus hautsympathischem PP-Vliesstoff (Polypropylen)
- ☑ Atmungsaktiv
- ☑ Wasserabweisend
- ☑ Geruchsneutral
- ☑ Abrieb- und reißfest
- ☑ Latexfrei

MIT GUMMI-BÜNDCHEN



Merkmale

- ☑ Zum rückseitigen Binden
- ☑ Gewicht ca. 16 g/m²

Größe	Farbe				Code	Artikelnummer
115 x 137 cm	Hellblau	10	10	56	EAN 4250478407924 PZN 10333151	N10191-hb
115 x 137 cm	Hellgrün	10	10	56	EAN 4250478407900 PZN 10333168	N10191-hg
115 x 137 cm	Weiß	10	10	56	EAN 4250478407948 PZN 10333145	N10191-w

MIT STRICK-BÜNDCHEN



Merkmale

- ☑ Zum rückseitigen Binden
- ☑ Gewicht ca. 24 g/m²

Größe	Farbe				Code	Artikelnummer
136 x 140 cm	Hellgrün	10	10	36	EAN 4250478426499	N11710-hg
136 x 140 cm	Dunkelgrün	10	10	36	EAN 4250478412089	N11710-dg

**Medi-Inn®-PP-Laborkittel, PE-teilbeschichtet**

Präventiver Schutz im Umgang mit MRSA-, MRGN-, ESBL-, Noro- & Influenza-Infektionen



EN 14126

**Merkmale**

- ☑ Laborkittel aus hautsympathischem und atmungsaktivem PP-Vlies (Polypropylen)
- ☑ Mit PE-Teilbeschichtung
- ☑ Mit Strick-Bündchen
- ☑ Geruchsneutral
- ☑ Spritzwasserschutz durch PE-Laminierung an Ärmeln und Vorderseite
- ☑ Zum rückseitigen Binden
- ☑ Latexfrei
- ☑ Entspricht den Anforderungen der EN 14126 und erfüllt die jeweils höchsten Schutzklassen durch genormte Prüfungen: nach ISO 16603, 16604 und EN ISO 22610 in Klasse 6 sowie nach EN 22611 und EN ISO 22612 in Klasse 3
- ☑ Gewicht ca. 32 g/m² im beschichteten Bereich

Größe	Farbe	📏	📦	📦	Code	Artikelnummer
139 x 139 cm	Gelb	10	10	36	EAN 4250478409744 PZN 10333180	N11333-y

**Medi-Inn®-Schutzkittel ISO-PLUS**

Präventiver Schutz im Umgang mit MRSA-, MRGN-, ESBL-, Noro- & Influenza-Infektionen



EN 14126

**Merkmale**

- ☑ Schutz vor intensiver Feuchtigkeit
- ☑ Atmungsaktiver SMS-Vliesstoff
- ☑ Mit Strick-Bündchen
- ☑ Klettverschluss rückseitig im Nacken
- ☑ Zum rückseitigen Binden
- ☑ 4 cm breiter Gürtel
- ☑ Entspricht den Anforderungen der EN 14126 und erfüllt die jeweils höchsten Schutzklassen durch genormte Prüfungen: nach ISO 16603 und EN ISO 22610 in Klasse 6 sowie nach EN ISO 22612 in Klasse 3
- ☑ Gewicht ca. 36 g/m²

Größe	Farbe	📏	📦	📦	Code	Artikelnummer
L 118 x 142 cm	Gelb	10	10	18	EAN 4250478414366	N13329-y-L
XL 135 x 152 cm	Gelb	10	10	18	EAN 4250478419569	N13329-y-XL

**Medi-Inn®-CPE-Einmalkittel**

Schutz gegen Flüssigkeiten und sicherer Tragekomfort

**Merkmale**

- ☑ Flüssigkeitsdicht und besonders strapazierfähig durch CPE (Cast Polyethylen)
- ☑ Perfekter Sitz durch Daumenschlaufen
- ☑ Zum rückseitigen Binden
- ☑ Einzeln hygienisch verpackt im Beutel
- ☑ Stärke ca. 22 µm



Größe	Farbe	📏	📦	📦	Code	Artikelnummer
112 x 110 cm	Blau	10	10	48	EAN 4250478424006	100206



Medi-Inn®-PE-Schürzen

Effektiver Hygieneschutz gegen Flüssigkeiten & Schmutz



Merkmale

- ☐ Flüssigkeitsdichte Schürze aus Polyethylen (PE)
- ☐ Reißfest
- ☐ Kopfschleufe zum Umhängen
- ☐ 2 Bänder zum Binden der Schürze
- ☐ Stärken 18 – 54 mμ

Anwendungsbereiche

- ☐ Kliniken, Pflege, Lebensmittelindustrie, Küche und Gastronomie

Zubehör

- ☐ Edelstahl-Halter siehe Seite 115

Typ	Farbe	Größe	Stärke				Code	Artikelnummer
PLUS								
gehämmert, dünn	Weiß	75 x 125 cm	11 mμ	100	10	48	EAN 4250478413758	N13215-w
gehämmert, dünn	Weiß	75 x 140 cm	11 mμ	100	10	48	EAN 4250478413772	N13216-w
gehämmert, dünn	Weiß	75 x 160 cm	11 mμ	100	10	48	EAN 4250478413796	N13217-w
gehämmert, leicht	Blau	75 x 125 cm	18 mμ	100	10	40	EAN 4250478407030 PZN 10333056	703040-b
gehämmert, leicht	Weiß	75 x 125 cm	18 mμ	100	10	40	EAN 4250478407054 PZN 10333062	703040-w
gehämmert, leicht	Blau	75 x 140 cm	18 mμ	50	10	40	EAN 4250478409621	N11318-b
gehämmert, leicht	Weiß	75 x 140 cm	18 mμ	100	10	40	EAN 4250478407078	703041-w
gehämmert, leicht	Weiß	75 x 140 cm	18 mμ	50	10	40	EAN 4250478409607	N11318-w
gehämmert, leicht	Blau	75 x 160 cm	18 mμ	100	10	40	EAN 4250478409584	703042-b
gehämmert, leicht	Weiß	75 x 160 cm	18 mμ	100	10	40	EAN 4250478407092	703042-w
SCHÜRZEN EINZELN GEFALTET, SPENDERBOX								
gehämmert, Spenderbox	Weiß	80 x 110 cm	16 mμ	100	10	36	EAN 4250478413505	N12988
gehämmert, Spenderbox	Weiß	80 x 125 cm	16 mμ	100	10	36	EAN 4250478413529	N12989
gehämmert, Spenderbox	Weiß	80 x 140 cm	16 mμ	80	10	36	EAN 4250478414472	N13461
gehämmert, Spenderbox	Weiß	80 x 160 cm	16 mμ	80	10	36	EAN 4250478414496	N13462
gehämmert, Spenderbox	Weiß	80 x 140 cm	35 mμ	60	10	36	EAN 4250478414519	N13463
STANDARD								
glatte Oberfläche	Weiß	75 x 150 cm	30 mμ	50	10	40	EAN 4250478424181	N13703-w
glatte Oberfläche	Blau	75 x 150 cm	30 mμ	50	10	40	EAN 4250478414939	N13703-b
glatte Oberfläche, auf Rolle	Blau	76 x 120 cm	20 mμ	200	5	40	EAN 4250478417329	N14244-b
glatte Oberfläche, auf Rolle	Grün	76 x 120 cm	20 mμ	200	5	40	EAN 4250478417343	N14244-g
glatte Oberfläche, auf Rolle	Weiß	76 x 120 cm	20 mμ	200	5	40	EAN 4250478417336	N14244-w
glatte Oberfläche, mittel	Weiß	75 x 120 cm	25 mμ	50	10	72	EAN 4250478407177	703045-w
glatte Oberfläche, mittel, geblockt	Weiß	75 x 120 cm	25 mμ	50	10	72	EAN 4250478407153	N15663-w
glatte Oberfläche, mittel, geblockt	Blau	75 x 120 cm	25 mμ	50	10	72	EAN 4250478407153	703045-b
EXTRA								
glatte Oberfläche, schwer	Blau	75 x 120 cm	54 mμ	50	10	40	EAN 4250478407115 PZN 10333079	703043-b
glatte Oberfläche, schwer	Weiß	75 x 140 cm	54 mμ	50	10	30	EAN 4250478410313 PZN 10304043	N11472-w
glatte Oberfläche, schwer, geblockt	Weiß	75 x 120 cm	54 mμ	50	10	40	EAN 4250478407139 PZN 10333085	703043-w
glatte Oberfläche, schwer, geblockt	Blau	75 x 140 cm	54 mμ	50	10	30	EAN 4250478410290 PZN 10304014	N11472-b
glatte Oberfläche, schwer, geblockt	Grün	75 x 140 cm	54 mμ	50	10	30	EAN 4250478414953	N11472-g
glatte Oberfläche, schwer, geblockt	Blau	100 x 150 cm	54 mμ	50	10	20	EAN 4250478410276 PZN 10304008	N11471-b
glatte Oberfläche, schwer, geblockt	Weiß	100 x 150 cm	54 mμ	50	10	20	EAN 4250478413727	N11471-g

**Medi-Inn®-PE-Ärmelschoner**

Schützt vor Flüssigkeiten und Verunreinigungen in hygienesensiblen Bereichen

Merkmale

- ☑ Leichter Ärmelschoner aus flüssigkeitsdichtem Polyethylen (PE)
- ☑ Bequem über bestehende Kleidung ziehen
- ☑ Sicherer Halt durch elastischen Bund an beiden Öffnungen
- ☑ Lebensmittelecht
- ☑ Verschiedene Farben zur Kennzeichnung von Arbeitsbereichen
- ☑ Maße ca. 40 x 20 cm



Stärke	Farbe				Code	Artikelnummer
20 µ	Blau	100	20	48	EAN 4250478406668	702072-b
					PZN 07109651	
20 µ	Weiß	100	20	48	EAN 4250478406682	702072-w
					PZN 07110217	
40 µ	Grün	100	20	24	EAN 4250478411945	N11390-g
40 µ	Blau	100	20	24	EAN 4250478410054	N11390-b
					PZN 10272834	
40 µ	Weiß	100	20	24	EAN 4250478410078	N11390-w
					PZN 10272840	



Medi-Inn®-PP-Besuchermäntel

Schutz in hygienesensiblen Bereichen



Merkmale

- ☑ Material aus hautsympathischem PP-Vliesstoff (Polypropylen) oder PE (Polyethylen)
- ☑ Atmungsaktiv
- ☑ Geringes Gewicht
- ☑ Wasserabweisend
- ☑ Abrieb- und reißfest
- ☑ Geruchsneutral
- ☑ Latexfrei

MIT DRUCKKNÖPFEN



Merkmale

- ☑ Mit 4 Druckknöpfen vorne und Hemdkragen
- ☑ Einzel hygienisch verpackt im Beutel
- ☑ Gefertigt aus PP (Polypropylen)

Größe				Code	Artikelnummer
HELLGRÜN					
XXL	1	50	36	EAN 4250478424686	703028-hg-2X
BLAU					
M	1	50	36	EAN 4250478409447	703028-b-M
L	1	50	36	EAN 4250478409461	703028-b-L
XL	1	50	36	EAN 4250478409485	703028-b-XL
XXL	1	50	36	EAN 4250478409508	703028-b-2X
XXXL	1	50	36	EAN 4250478409645	703028-b-3X
WEISS					
M	1	50	36	EAN 4250478407191	703028-w-M
L	1	50	36	EAN 4250478404749	703028-w-L
XL	1	50	36	EAN 4250478404763	703028-w-XL
XXL	1	50	36	EAN 4250478404787	703028-w-2X
XXXL	1	50	36	EAN 4250478409423	703028-w-3X

MIT KLETTVERSCHLUSS



Merkmale

- ☑ Mit Klettverschluss vorne und Hemdkragen
- ☑ Einzel hygienisch verpackt im Beutel
- ☑ Gefertigt aus PP (Polypropylen)

Größe				Code	Artikelnummer
BLAU					
XL	1	50	36	EAN 4250478404961	703035-b-XL
XXL	1	50	36	EAN 4250478409546	703035-b-2X
WEISS					
M	1	50	36	EAN 4250478409683	703035-w-M
L	1	50	30	EAN 4250478409669	703035-w-L
XL	1	50	36	EAN 4250478404800	703035-w-XL
XXL	1	50	36	EAN 4250478404824	703035-w-2X
XXXL	1	50	36	EAN 4250478409522	703035-w-3X

UNIVERSALGRÖßE MIT DRUCKKNÖPFEN



Merkmale

- ☑ Mit 4 Druckknöpfen vorne und Hemdkragen
- ☑ Knielänge
- ☑ Gefertigt aus PE (Polyethylen)

Größe				Code	Artikelnummer
BLAU					
Universal	50	10	16	EAN 4250478410139 PZN 10272886	N11050-b
WEISS					
Universal	50	10	16	EAN 4250478410160 PZN 10272892	N11050-w

**Medi-Inn®-Wärmejacken**

Schutz vor Kälte in OP-Bereichen und auf Stationen

**Merkmale**

- ☑ Atmungsaktive, leichte Jacke aus wärmendem SMS-Vliesstoff
- ☑ Schutz vor intensiver Feuchtigkeit
- ☑ Mit Strickkragen und -bund
- ☑ Angenehmer Tragekomfort
- ☑ Flüssigkeitsdicht
- ☑ Lange Ärmel
- ☑ 3 Taschen
- ☑ 5 Druckknöpfe
- ☑ Gewicht ca. 44 g/m²

Größe	Farbe				Code	Artikelnummer
S/M	Blau	10	5	32	EAN 4250478413031	N12697-L/XL
L/XL	Blau	10	5	32	EAN 4250478413017	N12697-S/M

**Medi-Inn®-Poncho Spunlace**

Wärmt Schulter und Nacken in OP-Bereichen und auf Stationen

**Merkmale**

- ☑ Atmungsaktiver, weicher Poncho aus wärmendem Spunlace-Material
- ☑ Mit elastischem Strickkragen aus Baumwolle
- ☑ Hält den Schulter- und Nackenbereich warm
- ☑ Wasserabweisend
- ☑ Universalgröße
- ☑ Unsteril
- ☑ Einzel hygienisch verpackt im Beutel
- ☑ Gewicht ca. 68 g/m²

Universalgröße	Farbe				Code	Artikelnummer
50 x 42 cm	Grün	10	10	72	EAN 4250478413062	N12694-g



Medi-Inn®-PP-Overalls

Rundum-Schutz in hygienesensiblen Bereichen



Merkmale

- ☑ Overall aus hautsympathischem und atmungsaktivem PP-Vlies
- ☑ Ausführung mit Kapuze oder Hemdkragen
- ☑ Reißverschluss
- ☑ Geruchsneutral
- ☑ Elastischer Bund an den Armen und Beinen
- ☑ Einfaches Anziehen
- ☑ Einzeln hygienisch verpackt im Beutel
- ☑ Gewicht ca. 35 g/m²

Größe				Code	Artikelnummer
DUNKELGRÜN MIT KAPUZE					
XL	1	50	20	EAN 4250478414441	702912-dg-XL
XXL	1	50	20	EAN 4250478413284	702912-dg-2X
GRAU MIT KAPUZE					
XL	1	50	20	EAN 4250478414595	702912-z-XL
XXL	1	50	20	EAN 4250478414618	702912-z-2X
XXXL	1	50	20	EAN 4250478423108	702912-z-3X
BLAU MIT KAPUZE					
M	1	50	20	EAN 4250478409706	702912-b-M
L	1	50	20	EAN 4250478408068	702912-b-L
XL	1	50	20	EAN 4250478408044	702912-b-XL
XXL	1	50	20	EAN 4250478407672	702912-b-2X
	1	50	20	PZN 08815003	
XXXL	1	50	20	EAN 4250478409720	702912-b-3X
WEISS MIT KAPUZE					
M	1	50	20	EAN 4250478408020	702912-w-M
L	1	50	20	EAN 4250478404688	702912-w-L
XL	1	50	20	EAN 4250478404701	702912-w-XL
XXL	1	50	20	EAN 4250478404725	702912-w-2X
XXXL	1	50	20	EAN 4250478409409	702912-w-3X
XXXXL	1	50	20	EAN 4250478404725	702912-w-4X
WEISS MIT HEMDKRAGEN					
XL	1	50	20	EAN 4250478414298	N12849-w-XL
XXL	1	50	20	EAN 4250478413079	N12849-w-2X
XXXL	1	50	20	EAN 4250478413093	N12849-w-3X
XXXXL	1	50	20	EAN 4250478413857	N12849-w-4X



Medi-Inn®-Rollstuhlregenmantel

Idealer Regenschutz für Rollstuhlfahrer und Rollstühle



Merkmale

- ☑ Trageleichter, PU-beschichteter Regenmantel
- ☑ Reißverschluss am Ausschnitt
- ☑ Kapuze mit Kordelzug
- ☑ Leichtes An- und Ausziehen
- ☑ Atmungsaktiv
- ☑ Wasserdicht
- ☑ Winddicht
- ☑ Hellblau

Größe



Code

Artikelnummer

Einheitsgröße

1

50

12

EAN 4250478425836

N13497-STD



Medi-Inn®-CPE-Überschuhe

Sicheres Betreten von Hygiene- & Schmutzbereichen



MIT GUMMIZUG



Merkmale

- ☑ Überschuhe aus Cast Polyethylen (CPE)
- ☑ Reißfest und strapazierfähig
- ☑ Sicherer Sitz
- ☑ Gehämmert
- ☑ Flüssigkeitsdicht
- ☑ Universelle Passform für unterschiedliche Fuß- und Schuhgrößen
- ☑ Blau

Universalgröße	Gewicht / Stärke				Code	Artikelnummer
38-47	2,7 g	100	20	35	EAN 4250478405470	703021
					PZN 10333139	
38-47	3,5 g	100	20	30	EAN 4250478404626	703030
					PZN 07110223	

MIT PP-VLIES-BUND



Merkmale

- ☑ Überschuhe aus Cast Polyethylen (CPE) mit PP-Vlies-Bund
- ☑ Hoher Tragekomfort
- ☑ Sicherer Sitz
- ☑ Reißfest und strapazierfähig
- ☑ Gehämmert
- ☑ Atmungsaktiv
- ☑ Flüssigkeitsdicht
- ☑ Universelle Passform für unterschiedliche Fuß- und Schuhgrößen
- ☑ Blau

Universalgröße	Gewicht / Stärke				Code	Artikelnummer
36-46	9,1 g	50	20	16	EAN 4250478404640	703191-b
					PZN 07110246	



Medi-Inn®-Anti-Rutsch-Überschuhe

Sicheres Betreten rutschiger Hygiene- & Schmutzbereiche



ANTI-RUTSCH



Merkmale

- ☑ Strapazierfähiges und atmungsaktives PP-Vlies (Polypropylen)
- ☑ Leicht, Geruchsneutral
- ☑ Rutschhemmende Latex-Sohle für mehr Trittsicherheit
- ☑ Starkes Material, deshalb besonders reißfest und strapazierfähig
- ☑ Gehämmert
- ☑ Gummizug für sicheren Sitz der Überschuhe
- ☑ Atmungsaktiv
- ☑ Flüssigkeitsdicht
- ☑ Universelle Passform für unterschiedliche Fuß- und Schuhgrößen
- ☑ Blau

Universalgröße	Gewicht / Stärke				Code	Artikelnummer
36-46	9,0 g	100	10	32	EAN 4250478406583	703033

**Medi-Inn®-Anti-Rutsch-Socken**

Zuverlässig auf glatten Bodenflächen einsetzbar

**Merkmale**

- ☑ 100 % Polyester (PES)
- ☑ Rutschhemmende Noppen für mehr Trittsicherheit
- ☑ 2-seitig genoppt
- ☑ Latexfrei
- ☑ Wiederverwendbar
- ☑ Waschbar bis 30 °C
- ☑ Paarweise im Beutel verpackt*

Größe	Farbe				Code	Artikelnummer
S	Rot	1*	48	72	EAN 4250478415134	N13958-S
M	Grün	1*	48	72	EAN 4250478415158	N13958-M
L	Blau	1*	48	72	EAN 4250478415172	N13958-L
XL	Braun	1*	48	72	EAN 4250478415196	N13958-XL
XXL	Grau	1*	48	72	EAN 4250478415219	N13958-XXL

**Medi-Inn®-Universal-Einmalsocken**

In vielen Bereichen einsetzbar

**Merkmale**

- ☑ Dehnbare Einmal-Socken in Universalgröße
- ☑ 80 % Baumwolle, 20 % Nylon
- ☑ Passen sich optimal jedem Fuß an
- ☑ Hohe Festigkeit
- ☑ Ohne Fersenabnäher
- ☑ Leicht und atmungsaktiv
- ☑ Latexfrei

Gewicht	Farbe				Code	Artikelnummer
9,5 g	Weiß	100	5	48	EAN 4250478423962	N15278



Medi-Inn®-Esslätzchen

Schützt die Kleidung während der Einnahme von Mahlzeiten

EINMAL-ESSLÄTZCHEN – ZUM UMHÄNGEN



Merkmale

- ☑ Tissuepapier mit feuchtigkeitsundurchlässiger PE-Folie
- ☑ Einmalgebrauch, deshalb kein Waschaufwand
- ☑ Mit Krümeltasche vorne
- ☑ Auch für Kinder geeignet
- ☑ 64 x 37 cm



Farbe				Code	Artikelnummer
Blau	50	10	63	EAN 4250478406088	730365-b
Grün	50	10	63	EAN 4250478404435	730365-g

ESSLÄTZCHEN WASHBAR – MIT KLETTVERSCHLUSS



Merkmale

- ☑ Obermaterial aus saugfähigem Frottee
- ☑ Unterseite flüssigkeitsdicht durch atmungsaktive PU-Membran (Polyurethan)
- ☑ 80 % Baumwolle, 20 % Polyester
- ☑ Waschbar
- ☑ 45 x 90 cm

Farbe				Code	Artikelnummer
Weiß	1	50	24	EAN 4250478426314	N14240-STD

ESSLÄTZCHEN WASHBAR – MIT DRUCKKNÖPFEN



Merkmale

- ☑ Obermaterial aus saugfähigem Frottee
- ☑ Unterseite flüssigkeitsdicht durch atmungsaktive Polyurethan-Membran (PU)
- ☑ 80 % Baumwolle, 20 % Polyester
- ☑ Waschbar
- ☑ 48 x 100 cm

Farbe				Code	Artikelnummer
Weiß	1	50	24	EAN 4250478426277	N13489-STD

ESSLÄTZCHEN WASHBAR – MIT BINDESCHLEIFEN



Merkmale

- ☑ Obermaterial aus saugfähigem Frottee
- ☑ Unterseite flüssigkeitsdicht durch atmungsaktive Polyurethan-Membran (PU)
- ☑ Mit Auffangtasche durch Umklappen des unteren Endes
- ☑ 80 % Baumwolle, 20 % Polyester
- ☑ Waschbar
- ☑ 50 x 90 cm

Farbe				Code	Artikelnummer
Grau	1	50	24		N13552-STD





UNTERSUCHUNG &
DIAGNOSTIK



BodyProducts
Für Menschen gemacht.



UNTERSUCHUNG & DIAGNOSTIK



Die qualitativ hochwertige Auswahl bewährter Medi-Inn-Instrumente im Bereich Untersuchung & Diagnostik eignet sich ideal für den zuverlässigen Einsatz in Kliniken, Praxen und Pflegeheimen. Sie unterstützen das medizinische Fachpersonal optimal bei der Untersuchung von Patienten und der Diagnosefeststellung.

Stethoskope	53
Blutdruckmessgeräte Aneroid	54
Diagnostikleuchten	55
Fieberthermometer digital	56
Venenstauer	57
Holzmundspatel	57
Stuhlprobenbecher	58
Urinbecher	58
Patientenhalter	59



Medi-Inn®-Stethoskope

Herausragende Akustik für höchste Ansprüche und eine zuverlässige Diagnose



Merkmale

- ☐ Angenehmer Tragekomfort durch Ohrhaken aus Kunststoff
- ☐ Gefederter Ohrbügel für einen sicheren Sitz
- ☐ Metallteile vernickelt & verchromt
- ☐ Einzeln verpackt in Faltschachtel

STETHOSKOP RAPPAPORT



Merkmale

- ☐ Doppelkopfstethoskop mit 2-Schlauch-System
- ☐ Doppelkopf-Bruststück kann um 180° gedreht werden
- ☐ Herausragende akustische Qualität und multifunktionelle Anwendung
- ☐ Als Kinder- und Babystethoskop verwendbar
- ☐ Set mit 2 Original-Membranen und 3 Bruststücken in unterschiedlichen Größen

Farbe				Code	Artikelnummer
Schwarz	1	50	15	EAN 4250478404978 PZN 04459008	710039-s

DOPPELKOPF-STETHOSKOP



Merkmale

- ☐ Das Doppelkopf-Bruststück kann um 180° gedreht werden
- ☐ Optimale akustische Qualität durch dickwandigen Monoschlauch in Y-Form

Farbe				Code	Artikelnummer
Schwarz	1	100	15	EAN 4250478405050 PZN 04461778	710045-s

STETHOSKOP EINFACH



Merkmale

- ☐ Flaches Bruststück
- ☐ Optimale akustische Qualität durch dickwandigen Monoschlauch in Y-Form

Farben				Code	Artikelnummer
Blau	1	100	24	EAN 4250478405074 PZN 04462275	710040-b
Grün	1	100	24	EAN 4250478405098 PZN 04462559	710040-g
Rot	1	100	24	EAN 4250478405012 PZN 04460000	710040-r
Schwarz	1	100	24	EAN 4250478404992 PZN 04459014	710040-s
Gelb	1	100	24	EAN 4250478405036 PZN 04461761	710040-y



Medi-Inn®-Blutdruckmessgeräte Aneroid

Präzises Blutdruckmessen in bewährter Qualität



Premium – 2-Schlauch-System



Merkmale

- ☑ 2-Schlauch-System
- ☑ Manometer stoß- und überdrucksicher
- ☑ Manometer im Metallgehäuse
- ☑ Skalendurchmesser 60 mm
- ☑ Manschette schwarz
- ☑ Praktisches Reißverschluss-Etui
- ☑ Mit Seriennummer in Skala

Beschreibung				Code	Artikelnummer
2-Schlauch-System	1	20	25	EAN 4250478410573 PZN 04948256	N11564

Standard – 1-Schlauch-System



Merkmale

- ☑ 1-Schlauch-System
- ☑ Manometer stoß- und überdrucksicher
- ☑ Manometer im Metallgehäuse
- ☑ Skalendurchmesser 60 mm
- ☑ Manschette schwarz
- ☑ Praktisches Reißverschluss-Etui
- ☑ Mit Seriennummer in Skala

Beschreibung				Code	Artikelnummer
1-Schlauch-System	1	20	30	EAN 4250478422590	N13542



Medi-Inn®-Diagnostikleuchten

Ausleuchtung des Mund-Rachen-Raums



Merkmale

- ☑ Hohe Leuchtkraft
- ☑ Mit 2 Batterien (AAA)
- ☑ Einzeln in Blisterverpackung

Farbe				Code	Artikelnummer
Weiß	50	10	10	EAN 4250478405739 PZN 04711287	704001



Körpertemperatur

**Medi-Inn®-Fieberthermometer digital**

Orale, rektale und axillare Messung der Körpertemperatur

**Merkmale**

- ☑ Schnelle Erstmessung
- ☑ Akustischer Fieberalarm
- ☑ LCD-Display
- ☑ Abschaltautomatik (nach ca. 10 Minuten)
- ☑ Quecksilberfrei
- ☑ Messgenauigkeit $\pm 0,1^\circ\text{C}$ / $0,2^\circ\text{F}$
- ☑ Kunststoff-Box zur Aufbewahrung
- ☑ Inkl. Batterie
- ☑ Norm IEC 60601-1-2

Starre Spitze**Merkmale**

- ☑ Erstmessung mit Signalton nach ca. 15 Sekunden
- ☑ Speicherung des letzten Messwertes
- ☑ Wasserabweisend (IP 22)
- ☑ Einzeln verpackt

Farbe				Code	Artikelnummer
Weiß	24	12	20	EAN 4250478422927 PZN 13966773	N11038

Flexible Spitze**Merkmale**

- ☑ Flexible und weiche Messspitze
- ☑ Erstmessung mit Signalton nach ca. 10 Sekunden
- ☑ Speicherung des letzten Messwertes
- ☑ Wasserdicht (IP 27)
- ☑ Einzeln verpackt

Farbe				Code	Artikelnummer
Grün / Weiß	24	12	20	EAN 4250478422958 PZN 13966796	N14862



Medi-Inn®-Venenstauer

Stauschlauch für die einhändige Anwendung



Merkmale

- ☑ Unterstützt die schnelle Blutentnahme
- ☑ Robuste Verarbeitung
- ☑ Einfache Anwendung mit einer Hand
- ☑ Länge 42–45 cm
- ☑ Einzeln verpackt in Polybeutel und Faltschachtel

Farbe				Code	Artikelnummer
Blau	100	5	30	EAN 4250478405944 PZN 04711301	704003-b



Medi-Inn®-Holzmundspatel

Untersuchung des Rachenraums und Auftragen von Salben



Merkmale

- ☑ Sehr glatt poliertes Holz
- ☑ Abgerundete Kanten
- ☑ Länge ca. 15 cm

Beschreibung				Code	Artikelnummer
Nicht steril	100	50	40	EAN 4250478411242 PZN 10824239	N11924

Sammeln & Transport



Medi-Inn®-Stuhlprobenbecher

Entnahme und Transport von Stuhlproben



Merkmale

- ☑ Polypropylen (PP)
- ☑ Durchsichtig
- ☑ Mit integriertem Entnahmelöffel im Schraubverschluss

Volumen				Code	Artikelnummer
25 ml	50	10	20	EAN 4250478407825	N10806



Medi-Inn®-Urinbecher

Sammeln und Transport von Urinproben



Merkmale

- ☑ Druck- und bruchsicher
- ☑ Mit Graduierung
- ☑ Hygienisch verpackt
- ☑ Mit Beschriftungsfeld auf Becher und Deckel

100 ML



Merkmale

- ☑ 100-ml-Becher mit grünem Schraubdeckel

Füllmenge				Code	Artikelnummer
MIT DECKEL					
100 ml	1	500	24	EAN 4250478406477 PZN 04932396	100451-g
100 ml	100	4	24	EAN 4250478413147 PZN 04932396	N10284-g

125 ML



Merkmale

- ☑ 125-ml-Becher mit und ohne roten Schnappdeckel
- ☑ Integrierter Ausguss

Füllmenge				Code	Artikelnummer
MIT DECKEL					
125 ml	100	5	36	EAN 4250478426208	100401
125 ml	1	500	36	EAN 4250478406491 PZN 04932309	100402-r
OHNE DECKEL					
125 ml	1	1000	36	EAN 4250478426215	100410
ERSATZ-DECKEL					
Für 125 ml	1	1000	36	EAN 4250478426192	100420-r



Medi-Inn®-Patientenhalter

Sichere Fixierung unruhiger Patienten



MIT METALLRING



Merkmale

- ☑ Stabiler Halt durch Metallring
- ☑ Weiß
- ☑ Einzeln verpackt

Größe				Code	Artikelnummer
GEPOLSTERT					
30 x 5 cm	1	200	42	EAN 4250478407399 PZN 08601727	N10337-w
40 x 5 cm	1	200	42	EAN 4250478407436 PZN 08601756	N10339-w
UNGEPOLSTERT					
30 x 5 cm	1	200	48	EAN 4250478407375 PZN 08601710	N10336-w
40 x 5 cm	1	200	42	EAN 4250478407412 PZN 08601733	N10338-w

MIT FIXIERBAND



Merkmale

- ☑ Patientenhalter inkl. 250 cm Fixierband
- ☑ Blauer Schaumstoff mit weißer Rückseite
- ☑ Paarweise* verpackt im Polybeutel

Größe				Code	Artikelnummer
GEPOLSTERT					
36 x 8 cm	1*	24	96	EAN 4250478415110	N13147



STATIONS- &
PATIENTENBEDARF



BodyProducts
Für Menschen gemacht.



STATIONS- & PATIENTENBEDARF



Das Sortiment im Bereich Stations- und Patientenbedarf umfasst überwiegend Medizinprodukte für den Wiedergebrauch, vom Medikamentendispenser bis zur Bettpfanne. Die Produkte unterstützen das medizinische Pflege- und Fachpersonal auf Stationen in der täglichen Versorgung von Patienten und Pflegebedürftigen.

Medikamentendispenser	63
Medikamententablett für 4-Fächer-Dispenser	64
Wochendispenser	64
M-Becher 30 ml	64
Einnehmelöffel	65
Tablettenteiler	65
Tablettencrusher	65
Schnabelbecher	66
Patienteneigentum-Tragetaschen	68
Kanülenentsorgungsboxen	68
Auffangbeutel Plus	69
Nierenschalen	70
Urinflaschen 1 Liter	71
Urinflaschenbürsten	71
Bettpfannen	72



Aufbewahrung & Verteilung



Medi-Inn®-Medikamententablett für 4-Fächer-Dispenser

Aufbewahrung von 19 Medikamentendispensern und 19 Einnehmevläschen



Merkmale

- Geeignet für 19 Medikamentendispenser in Standardausführung + 19 M-Becher
- 440 x 340 x 15 mm (L x B x H)

Farbe				Code	Artikelnummer
Weiß	1	30	16	EAN 4250478405319 PZN 04711382	100700



Medi-Inn®-Wochendispenser

Wochenweise Aufbewahrung von Tabletten



Merkmale

- Aufdruck des Wochentages auf den Fächern
- Aufdruck auf den Tagesfächern:
Morgen / Mittag / Abend / Nacht
- Einzel in Faltschachtel

Farbe				Code	Artikelnummer
Weiß	1	40	36	EAN 4250478410368	N11484-w



Medi-Inn®-M-Becher 30 ml

Medikamentenbecher zum Sammeln & Verteilen von Medikamenten



Merkmale

- Wiederverwendbar
- Mit Skala
- Spülmaschinenbeständig und robust
- Aus Polypropylen (PP)



Farbe				Code	Artikelnummer
Gelb	80	60	50	EAN 4250478405333 PZN 05025312	N10082-y
Rot	80	60	50	EAN 4250478405371 PZN 05025370	N10082-r
Blau	80	60	50	EAN 4250478405364 PZN 05025364	N10082-b
Grün	80	60	50	EAN 4250478405357 PZN 05025358	N10082-g
Natur	80	60	50	EAN 4250478405340 PZN 05025341	N10082-n
DECKEL FÜR M-BECHER					
Weiß	500	8	50	EAN 4250478405388 PZN 05025387	N10092
	100	40	50	EAN 4250478414359 PZN 05025387	N12930



Medi-Inn®-Einnehmelöffel

Medizinlöffel zum Einnehmen von Medikamenten



Merkmale

- ☐ Glatter Kunststoff
- ☐ Mit Graduierung
- ☐ Inhalt 15 ml

Farbe				Code	Artikelnummer
Weiß	250	3	72	EAN 4250478406484 PZN 04932373	100300



Medi-Inn®-Tablettenteiler

Tablettenschneider zum schnellen und sauberen Teilen von Tabletten ohne zu bröseln



Merkmale

- ☐ Scharfe Klinge
- ☐ Auffangfächer für geteilte Tabletten
- ☐ Handlich durch geringe Größe
- ☐ 85 x 34 x 20 – 25 mm (L x B x H)

Farbe				Code	Artikelnummer
Blau	24	20	20	EAN 8717202436323	N11075



Medi-Inn®-Tablettencrusher

Tablettenmörser zum einfachen Zermahlen von Tabletten



Merkmale

- ☐ Auffangfach für zermahlene Tabletten bzw. Tablettenpulver
- ☐ Zusätzliches Tablettenfach im Deckel
- ☐ Einzeln in Faltschachtel

Farbe				Code	Artikelnummer
Blau / Transparent	1	100	84	EAN 4250478407795 PZN 07796545	100122-b



Medi-Inn®-Schnabelbecher

Trinken, ohne Flüssigkeit zu verschütten



3-TEILIGES SET



Merkmale

- ☐ 1er-, 5er- und 10er-Sets bestehend aus:
 - Becher-Unterteil mit 250 ml Fassungsvermögen
 - Deckel mit Trinköffnungsgröße 4 x 4 mm
 - Deckel mit Trinköffnungsgröße 12 x 10 mm
- ☐ 10er-Set bestehend aus:
 - Becher-Unterteil mit 250 ml Fassungsvermögen
 - Deckel mit Trinköffnungsgröße 4 x 4 mm

Farbe				Code	Artikelnummer
1ER-SET: 1 UNTERTEIL + 1 DECKEL (4 X 4 MM)+1 DECKEL (12 X 10 MM)					
Rot	1	50	36	EAN 4250478426086	706310-r
Gelb	1	50	36	EAN 4250478426048	706310-y
Blau	1	50	36	EAN 4250478426024	706310-b
Grün	1	50	36	EAN 4250478426062	706310-g
Transparent	1	50	36	EAN 4250478411648	706350
5ER-SET: 5 UNTERTEILE + 5 DECKEL (4 X 4 MM) + 5 DECKEL (12 X 10 MM)					
Rot	1	10	36	EAN 4250478426161	706311-r
Gelb	1	10	36	EAN 4250478426123	706311-y
Blau	1	10	36	EAN 4250478426109	706311-b
Grün	1	10	36	EAN 4250478426147	706311-g
10ER-SET: 10 UNTERTEIL + 10 DECKEL (4 X 4 MM) + 5 DECKEL (12 X 10 MM)					
Rot	1	5	36	EAN 4250478426000	706312-r
Gelb	1	5	36	EAN 4250478425966	706312-y
Blau	1	5	36	EAN 4250478425942	706312-b
Grün	1	5	36	EAN 4250478425980	706312-g
10-ER-SET: 10 UNTERTEILE + 10 DECKEL (4 X 4 MM)					
Transparent	1	10	50	EAN 4250478417305	N14327



Medi-Inn®-Schnabelbecher

Trinken, ohne Flüssigkeit zu verschütten



BECHER-UNTERTEIL



Merkmale

☐ Becher-Unterteil mit 250 ml Fassungsvermögen

Farbe				Code	Artikelnummer
Rot	1	250	36	EAN 4250478407566 PZN 08815150	706300-r
Gelb	1	250	36	EAN 4250478407535 PZN 08815032	706300-y
Blau	1	250	36	EAN 4250478407542 PZN 08815026	706300-b
Grün	1	250	36	EAN 4250478407559 PZN 08815138	706300-g
Transparent	1	250	36	EAN 4250478406514 PZN 04932255	706300-t

DECKEL MIT TRINKÖFFNUNG



Merkmale

☐ Deckel mit Trinköffnungsgrößen in 4 x 4 mm, 8 x 4 mm und 12 x 10 mm

☐ Individuelle Beutelunterverpackung auf Anfrage möglich

Farbe				Code	Artikelnummer
4 X 4 MM					
Rot	1	250	36	EAN 4250478407573 PZN 08815291	706302-r
Gelb	1	250	36	EAN 4250478407597 PZN 08815279	706302-y
Blau	1	250	36	EAN 4250478407603 PZN 08815262	706302-b
Grün	1	250	36	EAN 4250478407580 PZN 08815285	706302-g
Transparent	1	250	36	EAN 4250478406507 PZN 04932290	706302-t
8 X 4 MM					
Rot	1	250	36		706303-r-STD
12 X 10 MM					
Rot	1	250	36	EAN 4250478407610 PZN 08815859	706304-r
Gelb	1	250	36	EAN 4250478407634 PZN 08815517	706304-y
Blau	1	250	36	EAN 4250478407641 PZN 08815500	706304-b
Grün	1	250	36	EAN 4250478407627 PZN 08815724	706304-g
Transparent	1	250	36	EAN 4250478406521 PZN 04932002	706304-t



Medi-Inn®-Patienteneigentum-Tragetaschen

Übergabe und Aufbewahrung von Patienteneigentum



Merkmale

- ↳ Beschriftbare Tragetasche aus Polyethylen (PE)
- ↳ Aufschrift „PATIENTENEIGENTUM“
- ↳ 50 x 58 x 4 cm (B x H x T)
- ↳ Ideal für Notfallaufnahmen und Rettungsdienste sowie Umzüge auf andere Stationen

Farbe				Code	Artikelnummer
Weiß	50	5	50	EAN 4250478426390	N11361-STD

Kanülenentsorgungsboxen

Entsorgung von scharfen Abfällen mit Kontaminationsgefahr



Merkmale

- ↳ Wiederverschließbarer Verschluss — irreversibler Verschluss
- ↳ Entsprechen den Normen BS 7320:1990, UN 3291
- ↳ In den Größen 0,7 l, 1,5 l, 2,0 l, 6,0 l, 8,0 l lieferbar



Auffangen

**Medi-Inn®-Auffangbeutel Plus**

Zum Einsatz bei Erbrechen, Übelkeit & Reisekrankheiten

**Merkmale**

- ☐ Schützt die Kleidung und Umgebung vor Erbrochenem
- ☐ 11 cm großer Abschlussring als Mundstück inkl. Verschlussystem
- ☐ Leicht zu transportieren



Farbe



Code

Artikelnummer

Weiß

25

16

30

EAN 4250478407771

N10345



Medi-Inn®-Nierenschalen

Vielseitig einsetzbar als Instrumentenschale und zum Auffangen von Körperflüssigkeiten



KUNSTSTOFF – WIEDERVERWENDBAR



Merkmale

- ☐ Nierenschale aus bruchfestem Polypropylen (PP)
- ☐ Spülmaschinenbeständig
- ☐ Geschmacks- und geruchsneutral

Farbe				Code	Artikelnummer
Blau	1	36	80	EAN 4250478413482	N12925-b
Grün	1	36	80	EAN 4250478413475	N12925-g
Rot	1	36	80	EAN 4250478413499	N12925-r
Weiß	1	36	80	EAN 4250478413468	N12925-w

KUNSTSTOFF – EINMALGEBRAUCH



Merkmale

- ☐ Nierenschale aus 100 % PET



Farbe				Code	Artikelnummer
Weiß	100	12	48	EAN 4250478414465	N13444-w

PAPPE – EINMALGEBRAUCH



Merkmale

- ☐ Nierenschale, kompostierbar
- ☐ Logistisch optimiert
- ☐ Praktische Beutel-Unterverpackung á 50 Stück



Farbe				Code	Artikelnummer
Grau	50	6	48 ab Lager	EAN 4250478411280	N15000-n
				PZN 10333381	
			72 LKW direkt		

**Medi-Inn®-Urinflaschen 1 Liter**

Handliche Flasche zum Auffangen von Urin

**FÜR MÄNNER****Merkmale**

- Eckig mit blauem Deckel
- Mit Graduierung
- Autoklavierbar bis 130 °C
- Einzeln hygienisch verpackt

Extras

- Urinflaschenhalter aus kunststoffbeschichtetem 4-mm-Draht
- Verschlusskappe mit Kette
- Haken für die Betaufhängung

Beschreibung				Code	Artikelnummer
Milchig, Polypropylen (PP)	1	25	20	EAN 4250478405258 PZN 04453974	100481
Klarsichtig, Polycarbonat (PC)	1	25	20	EAN 4250478405265 PZN 04454063	100483
ERSATZDECKEL MIT ANHÄNGESCHLAUFE					
Blau	25	10		EAN 4250478426222	100489-b
URINFLASCHENHALTER ZUM AUFHÄNGEN					
Weiß, beschichtet	1	25	18	EAN 4250478407511 PZN 10333263	100484

FÜR FRAUEN**Merkmale**

- Rund mit weißem Deckel
- Mit Graduierung
- Autoklavierbar bis 130 °C
- Einzeln hygienisch verpackt

Beschreibung				Code	Artikelnummer
Milchig, Polypropylen (PP)	1	48	10	EAN 4250478410566 PZN 10346805	N11516

**Medi-Inn®-Urinflaschenbürsten**

Einfache und zuverlässige Reinigung von Urinflaschen

**Merkmale**

- Gesamtlänge 37 cm
- Bürstenlänge 19 cm
- Bürstendurchmesser 5,5 cm

Beschreibung				Code	Artikelnummer
Blauer Griff	25	10	12	EAN 4250478405784 PZN 04711407	100490



Auffangen



Medi-Inn®-Bettpfannen

Behälter zum Auffangen von Kot und Urin im Liegen

EDELSTAHL – WIEDERVERWENDBAR



Merkmale

- Edelstahl-Behälter mit Griff und Deckel
- Polierter und rostfreier Edelstahl (202)

Material				Code	Artikelnummer
Edelstahl	1	5	12	EAN 4250478426338	N14553-STD

KUNSTSTOFF – WIEDERVERWENDBAR



Merkmale

- Kunststoff-Behälter mit Griff und Deckel
- Gelb

Material				Code	Artikelnummer
Kunststoff	1	16	20	EAN 4250478410337	N11470-y



SCHUTZAUFLAGEN &
BETTSCHUTZ



BodyProducts
Für Menschen gemacht.



SCHUTZAUFLAGEN & BETTSCHUTZ



Medi-Inn-Qualitäts-Schutzauflagen und -Bettschutzprodukte sind für verschiedene Anwendungsgebiete in variablen Saugstärken für die Wiederverwendung und den Einmalgebrauch ausgelegt. Betten, Liegen, Böden und Inventar werden zuverlässig und sicher vor Nässe und Verunreinigungen geschützt, das Infektionsrisiko gemindert und der Patientenkomfort gesteigert.

Inkontinenz-Sitzauflagen waschbar	75
Krankenunterlagen SAP PLUS PREMIUM	76
Krankenunterlagen	76
Bettschutzauflagen waschbar	77
CPE-Matratzenschoner	78
Spannbettbezüge	78
Einweg-Bettwäsche aus PP-Vliesstoff	79
Einweg-Patientendecken aus PP-Vliesstoff	80
Bettenabdeckhauben	80
Umbettungstuch Plus	81
Trageschutzlaken	82
Liegenabdeckrollen	82
OP-Tischabdeckungen	83
Bodenmatten	84

**Medi-Inn®-Inkontinenz-Sitzauflagen waschbar**

Sicherer Schutz von Sitzflächen vor Nässe und Verunreinigungen

STANDARD**Merkmale**

- ☑ Absorbierende Sitzauflage aus Polyester und Viskose-Filz
- ☑ Unterseite flüssigkeitsdicht durch atmungsaktive Polyurethan-Membran (PU)
- ☑ Waschbar & wiederverwendbar



Größe	Farbe				Code	Artikelnummer
40 x 50 cm	Blau	1	50	20	EAN 4250478425652	N13492-STD
40 x 50 cm	Braun	1	50	20	EAN 4250478425690	N13493-STD
40 x 50 cm	Schwarz	1	50	20	EAN 4250478425713	N13494-STD
40 x 90 cm	Schwarz	1	30	20	EAN 4250478425737	N15119-STD

ANTI-RUTSCH**Merkmale**

- ☑ Absorbierende Sitzauflage aus Polyester und Viskose-Filz
- ☑ Mit Anti-Rutsch-Noppen
- ☑ Unterseite flüssigkeitsdicht durch atmungsaktive Polyurethan-Membran (PU)
- ☑ Waschbar & wiederverwendbar



Größe	Farbe				Code	Artikelnummer
40 x 50 cm	Rot	1	50	20	EAN 4250478430656	N14965-STD
40 x 50 cm	Blau	1	50	20	EAN 4250478425676	N13495-STD
40 x 50 cm	Schwarz	1	50	20	EAN 4250478425751	N13496-STD
40 x 90 cm	Schwarz	1	30	20	EAN 4250478425775	N15120-STD

ANTI-RUTSCH – GEPOLSTERT**Merkmale**


- ☑ Absorbierende, gepolsterte Sitzauflage aus Polyester und Viskose-Filz
- ☑ Extraweiche Polsterung
- ☑ Füllung 50 % Polyester und 50 % PVC
- ☑ Waschbar & wiederverwendbar

Größe	Farbe				Code	Artikelnummer
41 x 33 x 5 cm	Schwarz	1	25	20	EAN 4250478425638	N14520-STD



Medi-Inn®-Krankenunterlagen SAP PLUS PREMIUM

Besonders saugfähige Inkontinenzunterlage und effektiver Bettschutz



Merkmale

- ☑ Hochwertige Krankenunterlage aus hautsympathischem Vlies
- ☑ Vlies-Saugkern aus Gemisch von Zellstoff-Flocke und Superabsorber
- ☑ Reduziert das Auftreten unangenehmer Gerüche
- ☑ Hohes Aufnahmevermögen und sehr hoher Schutz vor Rücknässung
- ☑ Kompakt verpackt im Vakuumbbeutel

Größe				Code	Artikelnummer
20 x 40 cm	15	40	28	EAN 4250478405494	730220
				PZN 04602227	
40 x 60 cm	15	20	24	EAN 4250478409263	N11069
				PZN 10188401	
60 x 60 cm	15	10	40	EAN 4250478409287	N11071
				PZN 10188418	
60 x 90 cm	25	4	42	EAN 4250478409324	N11224
				PZN 10188430	
70 x 175 cm	15	6	24	EAN 4250478405579	730224
				PZN 04604479	



Medi-Inn®-Krankenunterlagen

Saugfähige Inkontinenzunterlage aus Lagenzellstoff



Mehrlagiger Saugkern



Merkmale

- ☑ Hochwertige Krankenunterlage aus hautsympathischem Vlies
- ☑ Rutschhemmendes, geprägtes PE
- ☑ Kompakt verpackt im Vakuumbbeutel

Größe				Code	Artikelnummer
4-LAGIG					
40 x 60 cm	10	20	40	EAN 4250478411525	N12360
60 x 60 cm	15	10	48	EAN 4250478411549	N12361
60 x 90 cm	10	10	48	EAN 4250478411563	N12362
6-LAGIG					
40 x 60 cm	20	10	40	EAN 4250478408235	730100
				PZN 09643248	
60 x 60 cm	15	10	40	EAN 4250478408259	730101
				PZN 09643254	
60 x 90 cm	10	10	40	EAN 4250478408273	730102
				PZN 09643260	
8-LAGIG					
40 x 60 cm	20	10	32	EAN 4250478405593	730110
				PZN 04604485	
60 x 90 cm	10	10	32	EAN 4250478405616	730112
				PZN 04604516	
10-LAGIG					
40 x 60 cm	10	20	32	EAN 4250478405630	730120
				PZN 04604522	
60 x 60 cm	10	10	40	EAN 4250478405654	730121
				PZN 04604539	
60 x 90 cm	10	10	32	EAN 4250478405678	730122
				PZN 04604545	
12-LAGIG					
40 x 60 cm	10	10	48	EAN 4250478409348	730130
				PZN 09735157	
60 x 90 cm	5	10	48	EAN 4250478405715	730132
				PZN 04604580	



Medi-Inn®-Bettschutzauflagen waschbar

Sicherer Schutz der Matratze und angenehmer Liegekomfort des Patienten



MEHRLAGIG

Lagen		Saugvolumen bis zu	Farbe	Icon 1			Icon 2			Icon 3			Code	Artikelnummer
Merkmale														
<ul style="list-style-type: none"> Saugfähige Bettschutzauflage aus Polyester und Polyurethan Umschließt Flüssigkeiten sicher in den unteren Lagen für einen angenehmen Liegekomfort des Patienten Saugvolumen 2000–3000 ml/m² Flüssigkeitsdichte untere Lage Schnell trocknende obere Lage Washbar (95 °C) und wiederverwendbar 														
85 X 90 CM – OHNE SEITLICHE EINSTECKFLÜGEL														
3-lagig	2000 ml/m ²	Weiß	1	30	24	EAN 4250478424143			Hi.Mi.Nr. 19.40.05.2094			N14994-w-STD		
4-lagig	2500 ml/m ²	Hellblau	1	30	20	EAN 4250478424129			Hi.Mi.Nr. 19.40.05.2095			N14345-hb-STD		
5-lagig	3000 ml/m ²	Grün	1	30	12	EAN 4250478424068			Hi.Mi.Nr. 19.40.05.2096			N13199-g-STD		
5-lagig	3000 ml/m ²	Weiß	1	30	12	EAN 4250478424082			Hi.Mi.Nr. 19.40.05.2096			N13199-w-STD		
85 X 90 CM – MIT SEITLICHEN EINSTECKFLÜGELN														
3-lagig	2000 ml/m ²	Weiß	1	30	20	EAN 4250478424167			Hi.Mi.Nr. 19.40.05.2094			N14995-w-STD		
4-lagig	2500 ml/m ²	Hellblau	1	30	20	EAN 4250478424105			Hi.Mi.Nr. 19.40.05.2095			N14344-hb-STD		
5-lagig	3000 ml/m ²	Grün	1	30	12	EAN 4250478424020			Hi.Mi.Nr. 19.40.05.2096			N13198-g-STD		
5-lagig	3000 ml/m ²	Weiß	1	30	12	EAN 4250478424044			Hi.Mi.Nr. 19.40.05.2096			N13198-w-STD		



Mit und ohne seitlichen Einsteckflügeln



MOLTON MIT PU-MEMBRAN

Material	Farbe	Icon 1			Icon 2			Icon 3			Code	Artikelnummer
Merkmale												
<ul style="list-style-type: none"> Rutschfeste Bettschutzauflage aus 100 % Baumwolle Unterseite PU-beschichtet Flüssigkeitsdicht Sehr weiches Obermaterial Atmungsaktiv Keine Fixierung erforderlich Rutschfest Latexfrei Washbar (95 °C) und wiederverwendbar 												
90 X 150 CM												
Molton/PU	Weiß	1	30	24	EAN 4250478424167			Hi.Mi.Nr. 19.40.05.2094			N14525-STD	
100 X 150 CM												
Molton/PU	Weiß	1	30	24	EAN 4250478424105			Hi.Mi.Nr. 19.40.05.2095			N14344-hb-STD	



FROTTEE MIT PU-MEMBRAN

Material	Farbe	Icon 1			Icon 2			Icon 3			Code	Artikelnummer
Merkmale												
<ul style="list-style-type: none"> Anschmiegsames Frottee-Gewebe aus Polycotton (80 % Baumwolle, 20 % Polyester) Sehr saugfähig Unterseite PU-beschichtet Flüssigkeitsdicht Atmungsaktiv Keine Fixierung erforderlich Rutschfest Washbar (60 °C) und wiederverwendbar 												
75 X 100 CM												
Frottee/PU	Weiß	1	50	24	EAN 4250478424167			Hi.Mi.Nr. 19.40.05.2094			N14995-w-STD	





Medi-Inn®-CPE-Matratzenschoner

Hoher Schutz von Matratzen vor Flüssigkeiten und Verunreinigungen



Merkmale

- ☑ Matratzenschoner aus Cast Polyethylen (CPE)
- ☑ Gehämmert
- ☑ Stärke 20 mm
- ☑ Reißfest und strapazierfähig
- ☑ Flüssigkeitsdicht
- ☑ Rundum-Gummizug für sicheren Sitz
- ☑ Reinigung mit Seifenlauge und Desinfektionslösung
- ☑ Blau

Maße				Code	Artikelnummer
210 x 90 x 20 cm	10	10	30	EAN 4250478405760 PZN 04711347	703060



Medi-Inn®-Spannbettbezüge

Weicher Liegekomfort und Schutz vor Durchnässung

FROTTEE MIT PU-MEMBRAN



Merkmale

- ☑ Weiches Frottee-Gewebe aus Polycotton (80 % Baumwolle, 20 % Polyester)
- ☑ Sehr saugfähig
- ☑ Unterseite PU-beschichtet
- ☑ Flüssigkeitsdicht
- ☑ Rundum-Gummizug für sicheren Sitz
- ☑ Formstabil
- ☑ Atmungsaktiv
- ☑ Pflegeleicht
- ☑ Waschbar (60 °C) und wiederverwendbar
- ☑ Weiß
- ☑ Einzeln hygienisch verpackt


Maße				Code	Artikelnummer
90 x 200 x 25 cm	1	25	16		N13501-STD
100 x 200 x 24 cm	1	30	16		N14522-STD

**Medi-Inn®-Einweg-Bettwäsche aus PP-Vliesstoff**

Hygienisch, umweltschonend und für Allergiker geeignet

Merkmale

- Material aus geschmeidigem PP-Vliesstoff (Polypropylen)
- Hautsympathisch
- Geringes Gewicht
- Abrieb- und reißfest
- Wasserabweisend
- Atmungsaktiv
- Feuchtigkeit wird nach außen abgeleitet, Wärme gespeichert
- Optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis
- Einfache Entsorgung

EINWEG-BETTLAKEN

Merkmale							
<input type="checkbox"/>	Bettwäsche aus geschmeidigem PP-Vliesstoff (Polypropylen)						
<input type="checkbox"/>	Weiß						
<input type="checkbox"/>	5 Stück hygienisch verpackt						
Maße				Code	Artikelnummer		
160 x 270 cm	5	10	25	EAN 4250478413871	N13254		

EINWEG-KISSEN MIT WATTEFÜLLUNG

Merkmale							
<input type="checkbox"/>	Füllung aus 100 % Polyester-Watte umschlossen von einer geschmeidigen PP-Vliesstoffhülle (Polypropylen)						
<input type="checkbox"/>	Weiß						
<input type="checkbox"/>	Einzel hygienisch verpackt						
Maße	Gewicht			Code	Artikelnummer		
40 x 40 cm	200 g	1	40	15	EAN 4250478410344	N11481-STD	

EINWEG-KISSENBEZUG

Merkmale							
<input type="checkbox"/>	Kissenbezug aus geschmeidigem PP-Vliesstoff (Polypropylen)						
<input type="checkbox"/>	Genäht						
<input type="checkbox"/>	Weiß						
<input type="checkbox"/>	10 Stück hygienisch verpackt						
Maße				Code	Artikelnummer		
45 x 45 cm		10	20	30	EAN 4250478426376	N11525-STD	



Medi-Inn®-Einweg-Patientendecken aus PP-Vliesstoff

Hygienisch, umweltschonend und für Allergiker geeignet



Merkmale

- ☑ Material aus geschmeidigem PP-Vliesstoff (Polypropylen)
- ☑ Hautsympathisch
- ☑ Geringes Gewicht
- ☑ Abrieb- und reißfest
- ☑ Wasserabweisend
- ☑ Atmungsaktiv
- ☑ Feuchtigkeit wird nach außen abgeleitet, Wärme gespeichert
- ☑ Optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis
- ☑ Einfache Entsorgung

FÜLLUNG AUS WATTE



Merkmale

- ☑ Füllung aus 100 % Polyester-Watte umschlossen von einer geschmeidigen PP-Vliesstoffhülle (Polypropylen)
- ☑ Mit hygienischer Ultraschallnaht
- ☑ Flammhemmend
- ☑ Blau
- ☑ Einzeln hygienisch verpackt

Maße	Gewicht				Code	Artikelnummer
110 x 190 cm	300 g	1	50	20	EAN 4250478413321	N12980-b-STD
110 x 190 cm	500 g	1	40	15	EAN 4250478413345	N12981-b-STD
110 x 190 cm	700 g	1	30	15	EAN 4250478413369	N12982-b-STD

FÜLLUNG AUS MEHREREN PAPIERLAGEN



Merkmale

- ☑ Mehrere Papierlagen umschlossen von einer geschmeidigen PP-Vliesstoffhülle (Polypropylen)
- ☑ Weiß
- ☑ Einzeln hygienisch verpackt

Maße	Gewicht				Code	Artikelnummer
4-LAGIG						
110 x 190 cm	167 g	1	92	24	EAN 4250478415639	N14239-STD
8-LAGIG						
110 x 190 cm	334 g	1	46	24	EAN 4250478415615	N14238-STD
12-LAGIG						
110 x 190 cm	501 g	1	32	24	EAN 4250478415592	N14237-STD



Medi-Inn®-Bettenabdeckhauben

Hygienischer Schutz vorbereiteter Pflege- und Klinikbetten



Merkmale

- ☑ Bettenabdeckhaube aus transparentem, leichtem LDPE (Low Density Polyethylen)
- ☑ Rutschsicher
- ☑ Flexibel und dehnbar
- ☑ Reißfest
- ☑ Antistatisch
- ☑ Folienstärke 10 µm
- ☑ Transparent
- ☑ 200 Stück auf Rolle

Größe ausgefaltet				Code	Artikelnummer
95 x 320 cm	200	1	56	EAN 4250478417374	N14290-STD



Umbettungstuch Plus

Rutschfähige Umlagerungshilfe für bettlägerige und immobile Personen



Merkmale

- ☑ Besonders komfortable Umbettung und Umlagerung durch rutschendes Material
- ☑ Schlauchform ermöglicht leichtes Verschieben, auch bei sehr schweren Patienten
- ☑ Belastbar bis zu 250 kg
- ☑ 100 % Polyester
- ☑ Blau
- ☑ Einzeln hygienisch verpackt

Größe
ausgefaltet



Code

Artikelnummer

90 x 140 cm

1

25

32

EAN 4250478425812

N13611-STD



Medi-Inn®-Trageschutzlaken

Hygienischer Schutz von Tragen und Liegen vor Nässe & Verunreinigungen



Merkmale

- ☑ 2-lagiges Gewebe, 24 g/m²
- ☑ Saugfähig
- ☑ Flüssigkeitsdichte PE-Folie auf Unterseite
- ☑ Weiß
- ☑ Reißfest und strapazierfähig
- ☑ Weich & hautfreundlich
- ☑ Verstärkt durch Nylonfäden (Blau)

Maße				Code	Artikelnummer
VERSTÄRKT MIT 8 FÄDEN					
75 x 140 cm	25	4	96	EAN 4250478405906 PZN 04711264	741116
75 x 210 cm	25	4	56	EAN 4250478405845 PZN 04711241	730375
100 x 200 cm	25	4	49	EAN 4250478405883 PZN 04720493	741102
VERSTÄRKT MIT 48 FÄDEN					
75 x 210 cm	25	4	56	EAN 4250478405869 PZN 04711258	730376



Medi-Inn®-Liegenabdeckrollen

Einfacher Schutz von Patientenliegen



Merkmale

- ☑ Liegenabdeckrollen aus 2-lagigem Papier
- ☑ Extraweich
- ☑ Perforiert
- ☑ Weiß
- ☑ Rollen einzeln hygienisch verpackt
- ☑ Weitere Längen auf Anfrage möglich

Größe Rolle				Code	Artikelnummer
39 cm x 50 m	1	9	30 ab Lager ----- 36 LKW direkt	EAN 4250478412126	N10164
50 cm x 50 m	1	9	24 ab Lager ----- 30 LKW direkt	EAN 4250478412133	N10165
55 cm x 50 m	1	9	24 ab Lager ----- 30 LKW direkt	EAN 4250478412140	N10166
59 cm x 50 m	1	9	18 ab Lager ----- 24 LKW direkt	EAN 4250478412157	N12562



Medi-Inn®-OP-Tischabdeckungen

Sicherer Schutz von OP-Tischen und Untersuchungsliegen vor Verunreinigungen



Merkmale

- ☑ OP-Tischabdeckung aus 3 Lagen mit PE-Folien, Vlies und Flockenzellstoff
- ☑ Hohes Aufnahmevermögen von Flüssigkeiten bis zu 3,5 Liter
- ☑ Flüssigkeitsdicht
- ☑ Gewährleistung einer hygienischen Arbeitsumgebung
- ☑ Minimierung von Kreuz-Infektionen für Patienten und Personal
- ☑ Blau

Anwendungsgebiete

- ☑ Für OP-Tische, Untersuchungsliegen und Patientenbetten in Kliniken & Praxen

Maße				Code	Artikelnummer
76 x 101 cm	1	50	36	EAN 4250478412607	N12584-b
100 x 152 cm	1	50	28	EAN 4250478412584	N12583-b
100 x 225 cm	10	2	42	EAN 4250478411389	N12254-b
SET: OP-TISCHABDECKUNG & TRAGETUCH					
100 x 225 cm	1	50	8	EAN 4250478411501	N12351-b
MIT ANTI-RUTSCH-BESCHICHTUNG					
100 x 225 cm	10	2	30	EAN 4250478411921	N12457-b



Medi-Inn®-Bodenmatten

Minderung von Rutschgefahr und Infektionsrisiken



Merkmale

- ☑ Absorbierende rutschfeste Bodenmatte
- ☑ Unterseite flüssigkeitsdicht
- ☑ Für den OP-Bereich geeignet
- ☑ Beidseitig Anti-Rutsch-Folie
- ☑ 10 Stück vakuumverpackt



Maße				Code	Artikelnummer
80 x 121 cm	10	5	36	EAN 4250478412560	N12582



PFLEGE & HYGIENE



BodyProducts
Für Menschen gemacht.



PFLEGE & HYGIENE



Der Bereich Pflege & Hygiene bietet eine Vielzahl von Medi-Inn-Lösungen, die den wachsenden Anforderungen an die tägliche Patientenpflege und Hygiene im klinischen und häuslichen Umfeld gerecht werden. Das medizinische Fach- und Pflegepersonal wird dadurch im sicheren Umgang mit Patienten und bettlägerigen Personen zuverlässig unterstützt.

Zahnputzbecher 250 ml	87
Mundspülbecher 200 ml	87
Einmalzahnbürsten	87
Dentalbehälter mit Einsatz	88
Mundpflegestäbchen	88
Reinigungsschaum 500 ml	88
Kämme	89
Körperhaar-Rasierer	89
Akku-Rasierer	89
Kosmetik-Etui	90
Feuchtpflegetücher	90
Alkoholtupfer	90
Einweg-Waschhandschuhe	91
Handbürste	92
Falthandtücher	93
Toilettenpapier	93
Hygienebeutel	94
Müllsäcke	94



Medi-Inn®-Zahnputzbecher 250 ml

Durchspülen des Mundes und Aufbewahrung von Zahnbürsten



Merkmale

- ☐ 250 ml
- ☐ Höhe 93 mm
- ☐ Ø 65 mm
- ☐ Aus Polyethylen (PE)
- ☐ Weiß

			Code	Artikelnummer
1	250	36	EAN 4250478426475	N13345-w-STD



Medi-Inn®-Mundspülbecher 200 ml

Becher als Trink-, Urin- oder Sputumbecher verwendbar



Merkmale

- ☐ 200 ml
- ☐ Höhe 97 mm
- ☐ Aus Polyethylen (PE)
- ☐ Weiß

			Code	Artikelnummer
100	30	30	EAN 4250478423382	N10907



Medi-Inn®-Zahnbürsten Einmalgebrauch

Mit transparenter Zahnpasta auf den Borsten



Merkmale

- ☐ Die Zahnpasta auf den Borsten wird mit dem Wasserkontakt aktiviert
- ☐ Abgerundete Kanten
- ☐ Flexible Borsten
- ☐ Blauer Griff
- ☐ Einzeln hygienisch verpackt
- ☐ 100 Stück in praktischer Spenderbox

			Code	Artikelnummer
100	10	40	EAN 4250478406606 PZN 05024152	706200



Medi-Inn®-Dentalbehälter mit Einsatz

Hygienische Aufbewahrung



Merkmale

- ☐ Aufbewahrungsbehälter, Siebeinsatz und Deckel (3-teilig)
- ☐ Einfache Reinigung durch herausnehmbares Sieb
- ☐ Sicher verschließbar durch Deckel mit Schraubverschluss
- ☐ Aus Polypropylen (PP)
- ☐ Autoklavierbar bis 130 °C
- ☐ Weiß

Teile				Code	Artikelnummer
3-teilig	1	20	80	EAN 4250478406552 PZN 05024169	200100



Medi-Inn®-Mundpflegestäbchen

Orale Tupper für die tägliche atemfrische Mundhygiene



Merkmale

- ☐ Schaumstoff zur schonenden Pflege und Partikelbeseitigung
- ☐ Neutral oder mit Geschmacksrichtung
- ☐ Zuckerfrei
- ☐ Einzeln hygienisch verpackt

Geschmack / Farbe				Code	Artikelnummer
Lemon Pink	250	4	28	EAN 4250478411624	N12378-l
Mint Pink	250	4	28	EAN 4250478411600	N12378-m
Neutral Grün	250	4	28	EAN 4250478412768	N12378-n



Medi-Inn®-Reinigungsschaum 500 ml

Wirkungsvolle Reinigung und Wäsche mit sanftem Schaum



Merkmale

- ☐ Hautfreundlicher Wasch- und Reinigungsschaum mit effektiven Reinigungskomponenten
- ☐ Hygienische Alternative zu Wasser und Seife
- ☐ Wirkungsvoll gegen Keime
- ☐ Befreit von unangenehmen Gerüchen

Inhalt				Code	Artikelnummer
500 ml	1	12	84	EAN 4250478408495 PZN 10071343	N10957



Medi-Inn®-Kämme

Frisierkamm zum Stylen, Schneiden und Kämmen



Merkmale

- ☑ Hohe Qualität
- ☑ Leicht und einfach zu tragen
- ☑ Antistatisch
- ☑ Aus Kunststoff

Größe	Farbe	📦	📦	📦	Code	Artikelnummer
12,5 cm	Braun	50	20	20	EAN 4250478426406	861003
12,5 cm	Schwarz	50	20	20	EAN 4250478426420	N11034
17,5 cm	Schwarz	50	20	20	EAN 4250478426444	N11035



Medi-Inn®-Körperhaar-Rasierer

Speziell entwickelt für die präoperative Anwendung



1-schneidig

2-schneidig

Merkmale

- ☑ Mit Klingenschutz
- ☑ Integrierter Kamm richtet Behaarung vor Klingenkontakt auf
- ☑ Blau
- ☑ 100 Stück in praktischer Spenderbox

Version	📦	📦	📦	Code	Artikelnummer
1-schneidig	100	10	30	EAN 4250478405159 PZN 04458983	704028
2-schneidig	100	10	30	EAN 4250478404534 PZN 10333205	704027



Medi-Inn®-Akku-Rasierer

Schnurloses, akkubetriebenes Rasiergerät zur Entfernung von Körperhaaren



Scherkopf nach links und rechts schwenkbar



Merkmale

- ☑ Akku-Rasierer mit Ladestation
- ☑ Verbesserte Funktionen
- ☑ Einfache Haarentfernung auf nassen sowie trockenen Körperstellen
- ☑ Schonend zur Haut
- ☑ Drehbarer Scherkopf erleichtert das Rasieren schwer erreichbarer Körperstellen
- ☑ Rutschfester Griff
- ☑ Einfacher Klingenswechsel

Technische Informationen

- ☑ Drehbarer Scherkopf (45 °)
- ☑ Batteriestatus-Anzeige
- ☑ Lange Akkulaufzeit (ca. 60 Minuten)
- ☑ Ladedauer weniger als eine Stunde durch ME QuickCharge™
- ☑ Überladeschutz
- ☑ TÜV-zertifiziert und GS-geprüft
- ☑ Akkubetrieb (5 V, 1,5 A)

Auswechselbare Einweg-Klinge



Beschreibung	📦	📦	📦	Code	Artikelnummer
Rasierer mit Ladestation	1	6	40		N14795
Einweg-Universal-klinge	50	6	24		N14796



Medi-Inn®-Kosmetik-Etui

Optimale Erstausrüstung für den Krankenhausaufenthalt



Merkmale

- ☐ 10-teiliges Set
- ☐ Verschließbar
- ☐ Ideal zur Mitnahme im Handgepäck
- ☐ Individueller Einleger auf Anfrage möglich

Inhalt

- ☐ Seife, Ø ca. 35 mm
- ☐ Flasche Duschgel, 50 ml
- ☐ Shampoo, 50 ml
- ☐ Body Lotion, 50 ml
- ☐ Zahnpastatube, 6 g
- ☐ Zahnbürste, einzeln verpackt in Klarsichtbeutel
- ☐ Handtuch, ca. 30 x 30 cm
- ☐ Duschhaube mit Gummizug
- ☐ Kamm, 2,5 x 14 cm
- ☐ Nagelfeile, Länge 14 cm

Inhalt				Code	Artikelnummer
10 Pflegeartikel	1	20	56	EAN 4250478426468	703315-BPR



Medi-Inn®-Feuchtpflegetücher

Sanfte und milde Reinigung & Pflege der Haut



Merkmale

- ☐ 80 gebrauchsfertige Feuchtpflegetücher zur Körperpflege
- ☐ Weich und hautfreundlich
- ☐ Dermatologisch getestet
- ☐ pH-neutral
- ☐ Parfümfrei
- ☐ Parabenfrei
- ☐ Mit weißem Kunststoffdeckel
- ☐ Wiederverschließbarer Soft-Pack

Größe				Code	Artikelnummer
18 x 20 cm	80	16	60	EAN 4250478414915	N13457
20 x 27 cm	80	12	56	EAN 4250478415363	N14235

ROMED-Alkoholtupfer

Hautreinigung & Hautdesinfektion



Merkmale

- ☐ Gebrauchsfertiger, saugfähiger Vliestupfer
- ☐ Getränk mit Desinfektionsmittel Isopropanol 70 %

Tupfergröße				Code	Artikelnummer
65 x 30 mm	100	50	90		N10819



Medi-Inn®-Einweg-Waschhandschuhe

Die hygienische Alternative zu textilen Waschhandschuhen



Merkmale

- Textilähnliche, hautfreundliche Struktur
- Weich & saugstark
- Reißfest & formstabil
- Fusselarm & abriebfest
- Ca. 15 x 22 cm
- Hygienisch verpackt

SOFT TOUCH PREMIUM – GEBRAUCHSFERTIG



Merkmale

- 8 feuchte, gebrauchsfertige Waschhandschuhe im Flowpack
- Besonders flauschig, weich und reißfest
- Mikrowelleneeignet

			Code	Artikelnummer
			EAN 4250478412782 PZN 11143323	701142-ALOE
8	24	96		

MOLTON



Merkmale

- Aus sehr flauschigem, reißfestem Molton-Vliesstoff
- Verpackt im Stülpbeutel
- Besonders weich und saugfähig

			Code	Artikelnummer
			EAN 4250478404473 PZN 10333234	701158
50	20	36		

ECONOMY



Merkmale

- Aus 100 % Polyester-Vliesstoff
- Verpackt im platzsparenden Vacuumpack
- Mit hygienischer Ultraschallnaht

			Code	Artikelnummer
			EAN 4250478404459 PZN 10333240	701172
50	40	36		

AIRLAID MIT PE-INNENBESCHICHTUNG



Merkmale

- Oberseite aus saugfähigem Airlaid-Spezialgewebe
- Verpackt im Stülpbeutel
- Plastifizierte Innenseite schützt die Hände während des Waschvorgangs

			Code	Artikelnummer
			EAN 4250478407658 PZN 08814877	701161
50	20	42		

BLAU-WEIß



Merkmale

- Aus Polypropylen-Vlies
- Verpackt im PE-Beutel
- Geringe Abgabe von Fasern durch feste und glatte Oberflächenstruktur

			Code	Artikelnummer
			EAN 4250478406064	701108
100	20	42		

SOFT



Merkmale

- Spunlace mit Wabenstruktur – besonders weich und saugfähig
- Verpackt im PE-Beutel

			Code	Artikelnummer
			EAN 4250478428615	N16172
50	20	30		



Medi-Inn®-Handbürste



STERILE EO

Sichere und hygienische Handwäsche mit sterilem Schwamm, Bürste & Nagelreiniger

Merkmale

- ☑ Hygienisches Reinigen der Handflächen und Fingernägel mit weichem Schwamm und Borsten
- ☑ Mit Nagelreiniger zur Spezialpflege von Nägeln
- ☑ Latex- und PVC-frei
- ☑ 25 Stück im praktischen Dispenser
- ☑ Einzeln steril verpackt



Beschreibung				Code	Artikelnummer
OP-Bürste mit Nagelreiniger	25	15	12	EAN 4250478414793	N13623



Medi-Inn®-Falthandtücher

Sanftes und schnelles Trocknen der Hände



1-LAGIGE FALTHANDTÜCHER



Merkmale

- ☑ Naturfarbener Zellstoff (Recycling)
- ☑ Saugstark, reiß- und nassfest
- ☑ 1 Lage mit 38 g
- ☑ „Blauer Engel“ für besondere Nachhaltigkeit
- ☑ 25 x 23 cm offen
- ☑ Z-Falz

Menge	📦	📦	📦	Code	Artikelnummer
250 Handtücher	250	20	28	EAN 4250478424297	N15464-STD

2-LAGIGE FALTHANDTÜCHER



Merkmale

- ☑ Besonders saugstark, reiß- und nassfest
- ☑ Hochweißer Zellstoff
- ☑ 2 Lagen je 18 g
- ☑ 25 x 23 cm offen
- ☑ V-Falz

Menge	📦	📦	📦	Code	Artikelnummer
250 Handtücher	160	20	28	EAN 4250478424594	N15463-STD

Toilettenpapier

Sanft zur Haut



Merkmale

- ☑ Verschiedene Qualitäten lieferbar
- ☑ Recycling oder 100 % Zellulose
- ☑ 2- oder 3-lagig
- ☑ Auf Anfrage





Medi-Inn®-Hygienebeutel

Sichere Entsorgung von Binden



Merkmale

- Hygienebeutel aus Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE – High Density Polyethylen)
- 125 x 85 x 20 mm (L x B x H)
- Im praktischen Dispenser

Farbe



Code

Artikelnummer

Transparent

30

50

72

EAN 4250478413635

N11768

Müllsäcke

Hygienische und umweltbewusste Lösung



Merkmale

- Unterschiedliche Qualitäten: LDPE oder HDPE
- Verschiedene Größen und Farben
- Auf Anfrage



REINIGUNG &
DESINFEKTION



BodyProducts
Für Menschen gemacht.



REINIGUNG & DESINFEKTION



Das Sortiment umfasst gebrauchsfertige Lösungen und weitere Medi-Inn-Medizinprodukte für die hygienische Reinigung und Desinfektion von Oberflächen sowie Hautarealen. Keime werden effektiv reduziert und das Infektionsrisiko gesenkt – zum Schutz des medizinischen Fach- und Pflegepersonals, der Patienten und des Umfelds.

Flächendesinfektionslösung _____	97
Desinfektionstücher Big Soft _____	97
Händedesinfektionslösung _____	97
Zubehör für Kanister & Spenderflaschen _____	98
Vliestuchrollen _____	99
Einweg-Putztücher Soft _____	100

**Medi-Inn®-Flächendesinfektionslösung**

Prophylaktische Oberflächendesinfektion alkoholbeständiger, nichtinvasiver Medizinprodukte

**Merkmale**

- ☐ Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion alkoholbeständiger, nichtinvasiver Medizinprodukte und kleiner Flächen
- ☐ Bakterizid (inkl. MRSA) nach VAH/DGHM; levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM; tuberkulozid nach 14348, „begrenzt viruzid“, wirksam gegen behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV), Adeno-, Rota- und Noro-Viren

Zubehör

- ☐ Wandspender für 1-Liter- und 500-ml-Spenderflaschen (Seite 109)

Beschreibung				Code	Artikelnummer
500-ml-Spenderflasche etikettiert, Verschluss weiß	1	10	90	EAN 4250478415257	N14064
1-Liter-Keulenflasche rund, Verschluss weiß	1	20	20	EAN 4250478423696	N15102
5-Liter-Kanister etikettiert, Verschluss weiß	1	1	96	EAN 4250478423719	N15103

**Medi-Inn®-Desinfektionstücher Big Soft**

Prophylaktische Oberflächendesinfektion alkoholbeständiger, nichtinvasiver Medizinprodukte

**Merkmale**

- ☐ Gebrauchsfertige alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion alkoholbeständiger, nichtinvasiver Medizinprodukte und kleiner Flächen
- ☐ Bakterizid (inkl. MRSA) nach VAH/DGHM; levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM; tuberkulozid nach 14348, „begrenzt viruzid“, wirksam gegen behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV), Adeno-, Rota- und Noro-Viren

Zubehör

- ☐ Spendereimer für Big-Soft-Tücher (Art.-Nr. N15110, Seite 98)

Beschreibung				Code	Artikelnummer
90 Desinfektionstücher 28 x 30 cm	90	2	96	EAN 4250478423726	N15104

**Medi-Inn®-Händedesinfektionslösung**

Desinfektionsmittel für die hygienische Händedesinfektion

**Merkmale**

- ☐ Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel für die hygienische Händedesinfektion
- ☐ Bakterizid nach VAH/DGHM, EN 1500, EN 12791, prEN 12054; levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM, EN 1275; tuberkulozid nach EN 14348, „begrenzt viruzid“, wirksam gegen behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) und Noro-Viren

Zubehör

- ☐ Wandspender für 1-Liter- und 500-ml-Spenderflaschen (Seite 109)

Beschreibung				Code	Artikelnummer
150-ml-Kittelflasche etikettiert, Verschluss weiß	1	12	232	EAN 4250478423658	N15100
500-ml-Spenderflasche etikettiert, Verschluss weiß	1	10	90	EAN 4250478415233	N14063
1-Liter-Wandspenderflasche etikettiert, Verschluss weiß	1	6	114	EAN 4250478423672	N15101



Zubehör für Kanister & Spenderflaschen

KANISTERHAHN



Beschreibung	Code	Artikelnummer
Natur / Weiß oder Natur / Rot	50 EAN 4250478423757	N15108

KANISTER-SCHLÜSSEL



Beschreibung	Code	Artikelnummer
Für 5-Liter- Kanister	50 EAN 4250478423740	N15107

KANISTERPUMPE



Beschreibung	Code	Artikelnummer
Für Kanister	50 EAN 4250478423764	N15109

SPRÜHKOPF



Beschreibung	Code	Artikelnummer
Für 500-ml- Flaschen	50 EAN 4250478423931	N15112
Für 1-Liter- Flaschen	50 EAN 4250478423788	N15111

SPENDEREIMER FÜR BIG-SOFT-TÜCHER



Beschreibung	Code	Artikelnummer
Mit Depotdeckel, rechteckig, etikettiert	20 EAN 4250478423771	N15110

**Medi-Inn®-Vliestuchrollen**

Anwendung in Kombination mit einem Desinfektionsmittel und Spendersystem

**VLIESTUCHROLLE HEAVY WIPES, MTEX****Merkmale**

- ☑ Gelochtes, trockenes, gefaltetes Polyester-Vlies
- ☑ Tuchformat 30 x 30 cm
- ☑ Grammatur 60 g/m²
- ☑ Rolle einzeln verpackt in Klarsichtfolie mit Etikett für Spendereimer

Zubehör

- ☑ Spendereimer (siehe unten)

Rollengröße				Code	Artikelnummer
70 Abrisse pro Rolle	1	8	44	EAN 4250478406392 PZN 04828322	742034
90 Abrisse pro Rolle	1	8	44	EAN 4250478406439 PZN 04828374	742021

VLIESTUCHROLLE V-WIPES**Merkmale**

- ☑ Ungelochtes, trockenes, ungefaltetes Polyester-Vlies
- ☑ Tuchformat 37 x 20 cm
- ☑ Grammatur 52 g/m²
- ☑ Rolle einzeln verpackt in Klarsichtfolie mit Etikett für Spendereimer

Zubehör

- ☑ Spendereimer (siehe unten)

Rollengröße				Code	Artikelnummer
90 Blatt	1	6	64	EAN 4250478406378 PZN 04828173	742022

VLIESTUCHROLLE WIPES**Merkmale**

- ☑ Glattes, trockenes, ungefaltetes Polyester-Vlies
- ☑ Tuchformat 30 x 30 cm
- ☑ Grammatur 50 g/m²
- ☑ Rolle einzeln verpackt in Klarsichtfolie mit Etikett für Spendereimer

Zubehör

- ☑ Spendereimer (siehe unten)

Rollengröße				Code	Artikelnummer
50 % VISKOSE / 50 % PET					
90 Blatt	1	8	48	EAN 4250478423412	N15096
100 % PET					
90 Blatt	1	8	48	EAN 4250478423429	N15097

SPENDEREIMER FÜR VLIESTUCHROLLEN, 6.2 L**Merkmale**

- ☑ Deckel transparent mit aufgesetzter, blauer Feuchttuchentnahme
- ☑ Für alle Vliestuchrollen geeignet
- ☑ Höhe 212 mm (innen 195 mm)
- ☑ Ø 183 mm
- ☑ Leichte Handhabung beim Nachfüllen

Farbe				Code	Artikelnummer
Weiß	1	30	30	EAN 4250478400536	780091-STD



Medi-Inn®-Einweg-Putztücher Soft



Softe Oberflächenstruktur zum leichten und schonenden Entfernen von Verschmutzungen

Merkmale

- ☐ 50 gefaltete Putztücher Soft im Spenderkarton
- ☐ Universell einsetzbar
- ☐ Tuchformat 30 x 38 cm
- ☐ Mischgewebe aus Viskose- und Polyesterfasern
- ☐ Silikonfrei



Beschreibung				Code	Artikelnummer
50 Putztücher	50	24	24	EAN 4250478425577	N12689-STD



ERSTVERSORGUNG



BodyProducts

Für Menschen gemacht.



ERSTVERSORGUNG



Die Medi-Inn- und Riegerline-Medizinprodukte für die Erstversorgung unterstützen die Heilung von Verletzungen und Wunden sicher und zuverlässig.

Pflasterverbände & Bandagen	103
Sofort-Kalt-Kompressen	104
Sofort-Warm-Kompressen	104
Gel-Kompressen kalt & warm	104
Bergungstuch	105
Rettungsdecke	105

**Riegerline-Pflasterverbände selbsthaftend**

Schützt kleine Verletzungen, fixiert Wundauflagen und stabilisiert Gelenke



2,5 cm x 4 m (gedehnt)

Merkmale

- Haftet auf sich selbst
- Quer- und längselastisch
- Größe lässt sich einfach durch Reißen anpassen
- Haftet auch bei Kontakt mit Wasser, da wasserbeständig
- Angenehmer Tragekomfort
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlich
- Einzeln verpackt im Flowpack



Farben				Code	Artikelnummer
Blau, Grün, Rot, Schwarz	1	8	48	EAN 4260319970234 PZN 10332594	N11577
	6	64	24	EAN 4260319970296 PZN 10332625	N11584-b
Blau	1	48	84	EAN 4260319970487 PZN 10332772	N11593-b
	1	60	160	EAN 4260319970449 PZN 10332720	N11588-b
Grün	6	64	24	EAN 4260319970319 PZN 10332631	N11584-g
	1	60	160	EAN 4260319970456 PZN 10332737	N11588-g
Rot	6	64	24	EAN 4260319970272 PZN 10332619	N11584-r
	1	60	160	EAN 4260319970432 PZN 10332714	N11588-r
Schwarz	6	64	24	EAN 4260319970333 PZN 10332648	N11584-s
	1	48	84	EAN 4260319970500 PZN 10332803	N11593-s
	1	60	160	EAN 4260319970463 PZN 10332743	N11588-s

Riegerline-Bandagen selbsthaftend

Schützt Muskeln, bandagiert Verstauchungen, fixiert Wundauflagen & stabilisiert Gelenke



5 cm x 4 m (gedehnt)

Merkmale

- Haftet auf sich selbst
- Quer- und längselastisch
- Größe lässt sich einfach durch Reißen anpassen
- Haftet auch bei Kontakt mit Wasser, da wasserbeständig
- Angenehmer Tragekomfort
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlich
- Einzeln verpackt im Flowpack



Farben				Code	Artikelnummer
Blau, Grün, Rot, Schwarz	4	48	160	EAN 4260319970258 PZN 10332602	N11579
	4	48	160	EAN 4260319970371 PZN 10332660	N11580-b
Grün	4	48	160	EAN 4260319970395 PZN 10332677	N11580-g
Rot	4	48	160	EAN 4260319970357 PZN 10332654	N11580-r
Schwarz	4	48	160	EAN 4260319970418 PZN 10332708	N11580-s



Soforthilfe & Versorgung

**Medi-Inn®-Sofort-Kalt-Kompressen**

Soforthilfe bei Prellungen & Verstauchungen

**Merkmale**

- ☑ Sekundenschnell gebrauchsfertig
- ☑ Aktivieren durch einfaches Pressen auf den Beutel
- ☑ Ideal für zu Hause & unterwegs
- ☑ Gleichmäßige Kälteabgabe
- ☑ Nur zur äußerlichen Anwendung

Größe				Code	Artikelnummer
13,5 x 18,0 cm	1	25	81	EAN 4250478411228	N11970
12,7 x 15,2 cm	1	72	60	EAN 4250478422699	N14843
15,2 x 22,9 cm	1	36	60	EAN 4250478422712	N14844

**Medi-Inn®-Sofort-Warm-Kompressen**

Soforthilfe bei Verspannungen & Rückenschmerzen

**Merkmale**

- ☑ Sekundenschnell gebrauchsfertig
- ☑ Aktivieren durch einfaches Pressen auf den Beutel
- ☑ Ideal für zu Hause & unterwegs
- ☑ Gleichmäßige Wärmeabgabe
- ☑ Nur zur äußerlichen Anwendung

Größe				Code	Artikelnummer
12,7 x 15,2 cm	1	72	60	EAN 4250478422736	N14845
15,2 x 22,9 cm	1	36	60	EAN 4250478422750	N14846

Riegerline-Gel-Kompressen kalt & warm

Löst Verspannungen & mindert Schwellungen

**Merkmale**

- ☑ Schnelle Anwendung
- ☑ Schmerzlindernd & wohltuend
- ☑ Blaue Gelfüllung
- ☑ Wiederverwendbar
- ☑ Geeignet für die Mikrowelle

Größe				Code	Artikelnummer
11 x 13 cm	1	60	70	EAN 4260319970913	N15218-RIE
13 x 14 cm	1	50	95	EAN 4260319970814	N11406-RIE
12 x 20 cm	1	45	55	EAN 4260319970531	N11741-RIE
12 x 29 cm	1	24	64	EAN 4260319970180	N10554-RIE



Bergungstuch

Sicherer Transport von Verletzten und Verunglückten



Merkmale

- ✔ 6 Tragegriffe, 2 an jeder Längsseite (mit Kunststoffschlauch verstärkt) und 2 an Kopf- und Fußende
- ✔ 2 Sicherheitsgurte
- ✔ Nach DIN EN 1865
- ✔ Tragfähig bis 250 kg
- ✔ Temperaturbeständig
- ✔ Reißfest
- ✔ Schwer entflammbar
- ✔ Schmutzabweisend
- ✔ Sehr robust
- ✔ 100 % Polyester
- ✔ Pflegeleicht (waschbar)

Maße	Farbe				Code	Artikelnummer
200 x 90 cm	Blau	1	25	20		N14493-STD



Medi-Inn®-Rettungsdecke

Schützt vor Hitze, Unterkühlung, Wind & Nässe



Merkmale

- ✔ Ultradünne, leichte Folie
- ✔ Widerstandsfähig
- ✔ Reduziert Wärmeverlust: goldene Seite nach außen
- ✔ Reduziert Wärmeeinstrahlung: silberne Seite nach außen
- ✔ Einzel kompakt verpackt im Polybeutel (12 cm x 7,5 cm)

Maße	Folie				Code	Artikelnummer
210 x 160 cm	Gold / Silber	1	200	36	EAN 4250478406569 PZN 08814937	851004





SPENDER- &
HALTERSYSTEME



BodyProducts
Für Menschen gemacht.



SPENDER- & HALTERSYSTEME



Hochwertige Spender- und Haltersysteme aus Edelstahl und Acryl bieten eine optimale Lösung für die Aufbewahrung medizinischer Verbrauchsmaterialien.

Wandspender-Systeme für Seifen & Desinfektionsmittel	109
Zubehör für Wandspender-Systeme	110
Edelstahl-Haltersysteme für Einweg-Produkte	111
Edelstahl-Haltersysteme für Handschuhboxen	112
Acryl-Haltersysteme für Handschuhboxen	113
Edelstahlspender für Schutzmasken	114
Edelstahl-Haltersysteme für Schürzen	115
Edelstahl-Katheter-Köcher	116
Edelstahlspender für Falthandtücher	117
Kunststoffhalter für Hygienebeutel-Box	118

**Wandspender-Systeme für Seifen & Desinfektionsmittel**

Händedesinfektion, -reinigung und -pflege

Merkmale

- ☐ Spender für Desinfektionsmittel und Seifen
- ☐ Für hohe Hygieneanforderungen
- ☐ Einfache Bedienung und Reinigung
- ☐ Montagefertig inkl. Befestigungsmaterial

ALUMINIUM**Merkmale**

- ☐ Zuverlässiger, robuster Aluminium-Spender mit Edelstahlpumpe
- ☐ Gehäuse aus silbereloxiertem Aluminium
- ☐ Armhebel aus Edelstahl
- ☐ Passend für alle marktüblichen 500-ml- und 1000-ml-Euro-Flaschen
- ☐ Lieferung inkl. Sicherheitsabdeckung
- ☐ Passende Händedesinfektion Seite 97

Passend für	Ausführung				Code	Artikelnummer
500 ml	Kurzarm	1	10	20	EAN 4250478430410	N16410-STD
500 ml	Langarm	1	10	18	EAN 4250478422101	N10075-STD
1000 ml	Kurzarm	1	10	20	EAN 4250478422163	N12311-STD
1000 ml	Langarm	1	10	18	EAN 4250478430397	N16411-STD

KUNSTSTOFF**Merkmale**

- ☐ Spender und Armhebel aus hochwertigem Kunststoff
- ☐ Passend für alle marktüblichen 500-ml- und 1000-ml-Euro-Flaschen
- ☐ Passende Händedesinfektion Seite 97

Passend für	Ausführung				Code	Artikelnummer
500 ml	Langarm	1	10	20	EAN 4250478422057	780080-STD
1000 ml	Langarm	1	10	15	EAN 4250478422125	N10826-STD

KUNSTSTOFF MIT TROPFSCHALE**Merkmale**

- ☐ Spender aus hochwertigem Kunststoff
- ☐ Praktische Tropfschale für mehr Hygiene
- ☐ Passend für alle marktüblichen 500-ml-Euro-Flaschen
- ☐ Passende Händedesinfektion Seite 97

Passend für	Ausführung				Code	Artikelnummer
500 ml	Langarm	1	10	20	EAN 4250478422149	N12310-STD



Zubehör für Wandspender-Systeme

ERSATZPUMPE FÜR WANDSPENDER KUNSTST. 500 ML ERSATZPUMPE FÜR WANDSPENDER KUNSTST. 1000 ML



			Code	Artikelnummer
			EAN 4250478425553	N10950
1	100	12		



			Code	Artikelnummer
			EAN 4250478425522	N12330
1	100	12		

ERSATZPUMPE FÜR WANDSPENDER ALU 500 ML



			Code	Artikelnummer
			EAN 4250478425546	N13196
1	100	12		

TROPFSCHALE FÜR WANDSPENDER 500 & 1000 ML



			Code	Artikelnummer
			EAN 4250478425560	N13268-STD
1	20	50		

ERSATZPUMPE FÜR WANDSPENDER ALU 1000 ML



			Code	Artikelnummer
			EAN 4250478425539	N14565
1	100	12		

**Medi-Inn®-Edelstahl-Haltersysteme für Einweg-Produkte**

Praktische Halterung aus poliertem Edelstahl

Merkmale

- ☐ Polierter und rostfreier Edelstahl
- ☐ Zur Wandmontage
- ☐ Montagefertig inkl. Befestigungsmaterial

EDELSTAHL-UNIVERSALHALTER – VERSTELLBAR**Passend für Artikel in Spenderboxen**

- ☐ Schürzen, Klipphauben, Handschuhe, Mundschutz u. v. m.

Maße B x H x T verstellbar				Code	Artikelnummer
200 x 220 x 120–180 mm	1	6	12	EAN 4250478425409	N13506-STD

EDELSTAHL-UNIVERSALSPENDER – GROß**Passend für Einzelartikel**

- ☐ Schürzen, Überschuhe, Klipphauben, Handschuhe, Mundschutz, Kittel, Mäntel u. v. m.
- ☐ Deckel mit runder gummiummantelter Öffnung

Maße B x H x T				Code	Artikelnummer
300 x 215 x 230 mm	1	4	12	EAN 4250478425423	N13541-STD

**Medi-Inn®-Edelstahl-Haltersysteme für Handschuhboxen**

Praktische Halterung aus poliertem Edelstahl

Merkmale

- Für Handschuhboxen
- Polierter und rostfreier Edelstahl
- Zur Wandmontage
- Montagefertig inkl. Befestigungsmaterial

M-EDELSTAHL-HANDSCHUHHALTER**Für 1 Spenderbox**

- Passend für viele gängige Handschuh-Spenderboxen

Maße B x H x T				Code	Artikelnummer
220 x 125 x 73 mm	1	12	42	EAN 4250478422187	N12797-M-STD

XL-EDELSTAHL-HANDSCHUHHALTER**Für 1 große Spenderbox**

- Passend für viele gängige Handschuh-Spenderboxen

Maße B x H x T				Code	Artikelnummer
252 x 134 x 87 mm	1	12	42	EAN 4250478422200	N12797-XL-STD

EDELSTAHL-HANDSCHUHHALTER 3-FACH**Für 3 Spenderboxen**

- Passend für viele gängige Handschuh-Spenderboxen

Maße B x H x T				Code	Artikelnummer
255 x 390 x 98 mm	1	6	16	EAN 4250478422224	N13218-STD

EDELSTAHL-HANDSCHUHHALTER 3-FACH – SCHMAL**Für 3 Spenderboxen**

- Passend für viele gängige Handschuh-Spenderboxen
- Schmalere Ausführung

Maße B x H x T				Code	Artikelnummer
255 x 390 x 80 mm	1	6	16	EAN 4250478422323	N14097-STD

EDELSTAHL-HANDSCHUHHALTER 4-FACH**Für 4 Spenderboxen**

- Passend für viele gängige Handschuh-Spenderboxen

Maße B x H x T				Code	Artikelnummer
255 x 515 x 98 mm	1	6	14	EAN 4250478422248	N13219-STD



Acryl-Haltersysteme für Handschuhboxen

Praktische Halterung aus hochwertigem Acryl

Merkmale

- ☑ Aus edlem transparentem Acryl
- ☑ Desinfizier- und abwaschbar
- ☑ Leichter Einschub von Spenderboxen
- ☑ Montagefertig ohne Befestigungsmaterial

HANDSCHUH-DISPENSERHALTER ACRYL



Passend für 1 Spenderbox

- ☑ Passend für viele gängige Handschuh-Spenderboxen

Maße B x H x T



Code

Artikelnummer

250 x 130 x 75 mm

1

1

231

N13308-STD

HANDSCHUH-DISPENSERHALTER XL ACRYL



Passend für 1 große Spenderbox

- ☑ Passend für viele gängige Handschuh-Spenderboxen

Maße B x H x T



Code

Artikelnummer

250 x 135 x 95 mm

1

1

231

N13309-STD

HANDSCHUH-DISPENSERHALTER TRIO ACRYL



Passend für 3 Spenderboxen

- ☑ Passend für viele gängige Handschuh-Spenderboxen

Maße B x H x T



Code

Artikelnummer

250 x 135 x 95 mm

1

1

72

N13310-STD

**Edelstahlspender für Schutzmasken**

Praktische Halterung aus poliertem Edelstahl

Passend für Schutzmasken

- ✔ Edle Optik
- ✔ Polierter und rostfreier Edelstahl
- ✔ Mit Frontfenster 7,5 x 14 cm
- ✔ Zur Wandmontage
- ✔ Montagefertig inkl. Befestigungsmaterial



Maße B x H x T



Code

Artikelnummer

105 x 185 x 110 mm

1

12

42

EAN 4250478425508

N14911-STD



Edelstahl-Haltersysteme für Schürzen

Praktische Halterung aus poliertem Edelstahl

Merkmale

- ☑ Polierter und rostfreier Edelstahl
- ☑ Zur Wandmontage
- ☑ Montagefertig inkl. Befestigungsmaterial

EDELSTAHL-HALTER – FÜR SCHÜRZEN IN DER BOX



Passend für 1 Spenderbox

- ☑ Passende Schürzen siehe Seite 41

Maße B x H x T



Code

Artikelnummer

275 x 110 x 125 mm

1

6

16

EAN 4250478425461

N13504-STD

EDELSTAHL-HALTER – FÜR GEBLOCKTE SCHÜRZEN



Passend für geblockte Schürzen

- ☑ Passende Schürzen siehe Seite 43
- ☑ Mit 2 Haken zum Aufhängen der Schürzen
- ☑ Hakengröße 35 x 35 mm
- ☑ Hakenabstand individuell einstellbar
- ☑ Inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage

Maße B x H x T mit Haken



Code

Artikelnummer

360 x 65 x 10 mm

1

6

98

EAN 4250478425447

N13505-STD

EDELSTAHL-HALTER – FÜR SCHÜRZEN IN DER TÜTE



Passend für Schürzen in der Tüte

- ☑ Passende Schürzen siehe Seite 41

Maße B x H x T



Code

Artikelnummer

280 x 400 x 50 mm

1

6

48

EAN 4250478425485

N13673



Edelstahl-Katheter-Köcher

Normgerechte und hygienische Aufbewahrung von steril verpackten Kathetern

Der Katheter-Köcher aus poliertem, rostfreiem Edelstahl dient zur sachgerechten und hygienischen Aufbewahrung von Kathetern. Der Köcher wurde von Body Products entwickelt, um den steigenden Hygieneanforderungen gemäß Sterilgutversorgung auf den Stationen gerecht zu werden.

Merkmale

- ☐ Katheter-Köcher aus poliertem, rostfreiem Edelstahl, ohne Sichtfenster
- ☐ Erfüllt die Hygieneanforderungen gemäß Sterilgutversorgung (DIN 58953-8:2003)
- ☐ Rückseitige Befestigung an Normschiene
- ☐ Robuste Bauart
- ☐ Mit zwei variablen Fächern für die Aufbewahrung von Kathetern (lang & kurz oder lang & lang)
- ☐ Boden für Reinigungszwecke aufklappbar
- ☐ Maße: 70 x 14,5 x 9,5 cm (H x B x T)
- ☐ Gewicht: 3,5 kg

Klappbarer Deckel

Der klappbare Deckel an der Oberseite des Gehäuses unterstützt die einfache Entnahme und Befüllung der Katheter und bietet einen sicheren Verschluss.



Boden aufklappbar

Für die Reinigung des Edelstahl-Köchers ist der Boden aufklappbar. Während der Reinigung werden die Katheter in einer Umverpackung zwischengelagert. Für das Produkt zugelassene Desinfektionsmittel aus unserem Sortiment unterstützen eine optimale Reinigung.


Einfache Wandmontage

Mit dem rückseitigen Haken kann der Köcher an einer Normschiene eingehängt und an der Wand befestigt werden.



Zwei Fächer für kurze & lange Katheter

Der 70 cm hohe Katheter-Köcher bietet in zwei variablen Fächern viel Platz für steril verpackte, lange und kurze Katheter. Er ersetzt eine Umverpackung nach DIN 58953-8:2003.



			Artikelnummer
1	6	12	N13806

**Medi-Inn®-Edelstahlspeicher für Falthandtücher**

Praktische Aufbewahrung & Entnahme von Papierhandtüchern

**Merkmale**

- ☑ Geeignet für Z-Falz-, V-Falz- und C-Falz-Handtücher
- ☑ Mit Schließvorrichtung
- ☑ Polierter und rostfreier Edelstahl (430)
- ☑ Inkl. Befestigungsmaterial

Maße H x B x T				Code	Artikelnummer
FÜR 200 BLATT					
200 x 255 x 90 mm	1	20	8	EAN 4250478425591	N13519-STD
FÜR 400 BLATT					
340 x 250 x 90 mm	1	20	6	EAN 4250478425614	N13520-STD



Verstaung

**Medi-Inn®-Kunststoffhalter für Hygienebeutel-Box**

Verstaung von Damenhygiene-Beuteln

Merkmale

- ☐ 139,5 x 100 x 27,5 mm (L x B x H)
- ☐ Inkl. Befestigungsmaterial (2 Schrauben mit Dübeln)
- ☐ Einzeln eingeschweißt



Farbe				Code	Artikelnummer
Weiß	1	24	126	EAN 4250478405821 PZN 04711376	701124
Chrom-Optik	1	24	126	EAN 4250478405807 PZN 04711353	701128

trinkForm®

... macht mehr aus Wasser!

✓ besonders nachhaltig

✓ sehr ökonomisch

✓ einfaches Handling

✓ äußerst zeitsparend



Wir sind
für Sie da:
0732-320993 26
info@trinkForm.at
trinkForm.at



trinkForm® -

Getränkversorgung für alle Ansprüche

trinkForm® ist die **optimale Lösung zur Getränkeversorgung**: Vor Ort werden trinkForm®-Konzentrate mit Hilfe von modernen Getränkeautomaten auf Knopfdruck mit frischem Leitungswasser zu erfrischenden Mineralgetränken angemischt.

Die **zuckerreduzierten** und **mineralisierten** Konzentrate sind in vielen **fruchtigen Geschmacksrichtungen** erhältlich.

Dank der **ökologischen 10 Liter-Bag-in-Box-Verpackung** wird Verpackungsmüll auf ein Minimum reduziert.

Durch das **hohe Mischungsverhältnis** von 1:20 erhält man aus 10 Litern Konzentrat rund 200 Liter Fertiggetränk! **Dies erspart bis zu 80 % der bisherigen Lager- und Flaschenlogistikkosten.**




Ideal für Seniorenheime

und Einrichtungen des Gesundheitswesens

Aufgrund seiner zahlreichen Vorteile eignet sich unser trinkForm®-Getränkessystem hervorragend zur Versorgung der Bewohner von Senioren- bzw. Pflegeheimen sowie Patienten in Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Body Products Standorte



hygiene products GmbH
 Straubingstraße 21
 4030 Linz, Austria

Tel 0732 320993
 Fax 0732 320993-14

E-Mail: office@hygiene-products.at
www.hygiene-products.at

Body Products GmbH
 Gewerbepark West
 Alfred-Nobel-Str. 1-3
 50226 Frechen, Germany

☎ +49 2234 91165-0
 📠 +49 2234 91165-23
 ✉ info@body-products.de
 🌐 www.body-products.de